

Herbstaktion 2018

- gültig ab 08. Oktober - bis 30. November 2018 -

**Attraktive Preisnachlässe auf 6 ausgewählte Artikel.
Davon 2 Deutschland & Österreich Premieren.**



Art-Nr. NC NTS X8

Patiententransportstuhl X8 multifunktional und höhenverstellbar

Details:

- Maße:
Länge: 1.160 mm
Breite: 643 mm
Höhe: 1.000 mm
- Vorderräder: 300 mm
- Hinterräder: 125 mm lenkend
- Max. Belastung: 180 kg

Ausstattung:

- Einfache Handhabung und ergonomisches Design
- Ausgezeichnete Manövrierbarkeit
- Verstellbare Armstützen
- Zentralbremssystem wirkend auf die hinteren Räder
- Polyurethan Sitzfläche und Rückenlehne
- Neigungseinstellbare Rückenlehne
- Sitzhöhenverstellung hydraulisch durch Fußpedal
- Leicht zu reinigende Flächen ohne versteckte Kanten und Ecken
- Infusionsständer höhenverstellbar
- Verstellbare Kopfstütze

Einführungspreis: ~~1.334,67 €~~ - 20% jetzt **1.067,74 €**



Art-Nr. NC NTS X6

Patiententransportstuhl X6 multifunktional


Technische Daten:

- Maße:
Länge: 1.160 mm
Breite: 643 mm
Höhe: 1.000 mm
- Vorderräder: 300 mm
- Hinterräder: 125 mm lenkend
- Max. Belastung: 220 kg

Ausstattung:

- Einfache Handhabung und ergonomisches Design
- +Ausgezeichnete Manövrierbarkeit
- Verstellbare Armstützen
- Ausziehbares HPL-Trittbrett
- Zentralbremssystem wirkend auf die hinteren Räder
- Polyurethan Sitzfläche und Rückenlehne
- Neigungseinstellbare Rückenlehne
- Leicht zu reinigende Flächen ohne versteckte Kanten und Ecken
- Infusionsständer höhenverstellbar
- Verstellbare Kopfstütze

Einführungspreis: ~~988,00 €~~ - 20% jetzt **790,40 €**



Art-Nr. SL PT 001

SL-Medical - Lacus 1 Patiententransporter / Krankenliege

Patiententransporter, Krankentrage, fahrbare Untersuchungs-liege, Notfall-Liege

Technische Daten:

- Maße: LxB 200 x 70 cm
- Höhe: 59 - 94 cm
- Liegeflächenmaße:
Rückenteil: LxB 75 x 70 cm, Unterteil: LxB 120 x 70 cm;
Rückenteilverstellung: 0 - 45°

Ausstattung:

- Hydraulische Höhenverstellung durch Fußpedal
- 4 Wandabweiser Rollen
- Räder 70mm mit Zentralbremssystem
- Seitengitter abklappbar
- Infusionsständervorbereitung
- Schiebebügel an Fußende
- Max. Belastbarkeit: 170 kg

~~1.769,00 €~~ - über 15% jetzt **1.500,00 €**



Art-Nr. IC 10100

Patiententransporter, 4-geteilt, höhenverstellbar, Trendelenburgverstellung

Maße:

- LxBxH 213 x 88,5 x 56-88 cm
- Liegefläche: 190 x 65 cm
- Max. Patientengewicht: 235 kg

Verstellmöglichkeiten:

- Höhenverstellung
- Trendelenburg -12°
- AntiTrendelenburg -12°
- Kopfteilverstellung
- Knieknick

Technische Daten:

- 4 Leichtlaufrollen (Dm. 200mm) mit Zentralbremsung an jeder Ecke, 1 richtungswise Rolle, 2 antistatische Rollen
- 5te Laufrolle mittig montiert
- viergeteilte Liegefläche
- Fahrgestell incl. 2 Hydraulik-Hubsäulen

- ABS-Kunststoff Abdeckung
- Wandabweiser
- Kantenschutz bei Liegefläche aus ABS-Kunststoff
- Liegefläche röntgendurchlässig aus 10 mm starken, speziellen Kunststofflaminat für klare Bilder und hohe Stabilität
- C-Bogen fähig
- Röntgenkassetten Halterung
- Untergestell mit 2 Fächern für private Gegenstände des Patienten oder auch bspw. geeignet für Sauerstoffflaschen
- Schiebegriffe an Kopfende klappbar
- Schiebegriffe an Fußende klappbar
- Seitengitter abklappbar unter Liegeflächenhöhe
- Infusionsständeraufnahme an jeder Ecke
- Infusionsständer mit 4 Haken
- Comfort-Matratze 80 mm
- Patientengurt

4.390,00 € - 15% jetzt 3.731,50 €



Art.-Nr. IC 14900 und IC 14903

Multifunktionsliege höhenverstellbar, fahrbar, 2-geteilt + Gesichtsaussp.

Art.Nr. IC 14900:

- Maße: LxBxH 190 x 65 x 57-93 cm
- Versteckte Leichtlaufrollen incl. Zentralbremsung
- **Manuelle Höhenverstellung**
- Gesichtsaussparung (und Abdeckung)
- Rückenteilverstellung: -30°-0°-70°
- Incl. Papierrollenhalterung unter Fußseite
- Polsterfarben frei wählbar nach Farbkarte

Art.-Nr. IC 14903:

- Maße: LxBxH 190 x 65 x 54-94 cm
- Versteckte Leichtlaufrollen incl. Zentralbremsung
- **Elektrische Höhenverstellung**
- Gesichtsaussparung (und Abdeckung)
- Rückenteilverstellung: -30°-0°-70° (manuell)
- Incl. Papierrollenhalterung unter Fußseite
- Polsterfarben frei wählbar nach Farbkarte

~~1.346,69 €~~ - 15% jetzt **1.144,69 €**



Art.-Nr. IC 21250

Blutentnahmestuhl, hydraulisch u. elektrisch verstellbar, elektrische Höhenverstellung

- Maße LxBxH: 180 x 55 x 55-85 cm
- Lackierte Stahlstruktur
- Rücken- und Beinteil verstellbar mittels Gasfeder
- Elektrische Höhenverstellung
- (Anti-) Trendelenburg
- Armstützen frei bewegbar
- Versteckte Doppellaufrollen
- Polsterfarbe frei wählbar nach Farbkarte

~~2.275,87 €~~ - 20% jetzt **1.820,70 €**