

Sommeraktion 2017

- gültig ab 22. Mai - bis 30. September 2017 -

Attraktive Preisnachlässe auf ausgewählte Produkte.

Produktvorstellung / Einführungspreis:



Art-Nr. ABP BED

Active Birth Pools - "Bed"

Entbindungsbett / Geburtenlandschaft


Maße:

Länge: 190 cm; Breite Liegefläche: 150 cm; Gesamtbreite: 161 cm; Höhe: 135 cm (Boden bis Haltebügel); Höhe Haltebügel: 85 cm;
Bodenfreiheit: 32 cm; Liegeflächenhöhe: 50 cm; Liegeflächendicke: 18 cm; Eigengewicht: 78 kg

Ausstattung:

5 Doppelaufrollen, 4 davon gebremst, 1 als mittlere Standhilfe --> leicht zu manövrieren; Sehr robuste Konstruktion; Integrierter halbrunder Entspannungs- und Haltebügel; Wandabweiser; Keine Ecken und Kanten; Komfortliegefläche; Komplett wartungsfrei

~~4.795,00 €~~ - 10% jetzt **4.315,50 €**



Art-Nr. Tabe DG770 F
Art-Nr. Tabe DG770 R

„DG-770“ - Gynäkologischer / Urologischer Untersuchungsstuhl

Gynäkologischer und urologischer, multifunktionaler, elektrischer Untersuchungsstuhl
Ideal auch für Blasenspiegelung geeignet.

Varianten:

- **DG-770 Fixing Type:** Art.-Nr. Tabe DG770 F --> Stuhl ohne Rotationsmöglichkeit
- **DG-770 Rotation Type:** Art.-Nr. Tabe DG770 R --> Stuhl mit Untergestellrotation

Technische Daten:

Außenmaße: W710mm × L980mm × H1.310mm, Eigengewicht: 165kg (DG-770 F), 185kg (DG-770 R), Stromversorgung: AC115/220/230/240V, Einstiegshöhe bzw. Grundsitzhöhe: 450±10mm, Untersuchungshöhe bzw. Arbeitshöhe: 750~1030±10mm, Winkel des Sitzes bei Untersuchungsposition: 0±2°, Winkel des Sitzes bei Untersuchungsposition (unten): -10±2°, Hubhöhe: 280±10mm (Electric Hydraulic System), Kippwinkel: 77~-6±2°(Electric Hydraulic System), Rotation: 0 ~ 110 ± 5 ° (Elektrische Hydraulik) Änderbare Drehrichtung --> Nur DG-770 R !, Öffnungswinkel Beinauflagen: 425±20mm (Electric Hydraulic System) Wechselbarer Öffnungs- und Schließwinkel, Auto-return Control, Dauerlaufzeit: bis zu 3 Minuten, Schutzklasse: Class I / Type B Applied Par, Schutzklasse Fußschalter: IPX 1 (IEC60529 Test Level)



Art-Nr. Tabe DG770 F
Art-Nr. Tabe DG770 R

~~15.000,00 €~~ - 7% jetzt **13.950,00 €**
~~15.900,00 €~~ - 7% jetzt **14.787,00 €**



Art-Nr. SL-NutriMa-T

NutriMama Stillstuhl

Technische Daten:

Maße: 70 x 81 x 140h cm; Sitzfläche BxT: 52 x 54 cm; Rückenlehne BxH: 51 x 90,5 cm; Sitzhöhe starr: 46 cm; Sitzneigung: -10°; Rückenteilverstellung: 7 - 30°; Armlehnen 115° drehbar und 8 cm höhenverstellbar; Max. Gewichtsbelastung: 200 kg

Details:

Gestell aus Stahlrohr; Industriegasdruckfedern für Neigungsverstellung; Polsterung aus Stamskin; Stuhl komplett desinfizierbar

Ausstattung:

Polsterfarbe frei wählbar nach Farbkarte; Gepolsterte Armlehnen schwenk- und höhenverstellbar mit integriertem Stillkissen; 3 Stillpositionen möglich, auch mit Zwillingen; Integrierte Lumbalstütze individual einstellbar; Eingearbeitete Entlastung des Damm- und Steissbeinbereichs (dadurch erlaubtes Sitzen der Frau auch nach OP's und Eingriffen); Angenehme Polsterung und Ergonomie ermöglicht langes Verweilen im Stuhl; Keine offenen und obenliegenden Nähte; Keine versteckten Ritze, Öffnungen *und Kanten -> dadurch leicht zu reinigen; 4 Leichtlauf-Doppellaufrollen schwenk- und bremsbar

~~2.759,00 €~~ - 10% jetzt **2.483,10 €**



Art-Nr. AQM 01

Trinkhilfe – „AquaMike“

Set (Halterung, Bogen, Schlauchset)

Eigenschaften:

AQUAMIKE ist ein einfaches Gerät, das dem Kranken Autonomie verleiht, indem es ihm ermöglicht jederzeit ohne Zuhilfenahme der Hände und ohne Unterstützung durch Pflegepersonal oder Angehörige zu trinken.

Mit **AQUAMIKE** ist der Patient oder Beeinträchtigte nicht gezwungen, Bewegungen auszuführen, die ihm unmöglich sind oder schwer fallen. Er braucht nur zu trinken, wenn er wirklich das Bedürfnis hat.

AQUAMIKE kann sowohl für Wasser als auch für heiße Getränke benutzt werden. Es verwendet einen sterilisierten Einmal-Schnabelaufsatz, der maximale Hygiene mit einfacher Anwendung verbindet.

AQUAMIKE kann in einfacher Weise am Krankenbett oder an einem Rollstuhl befestigt werden. Es ist verschließbar und leicht, aber gleichzeitig robust.

Technische Daten:

- Befestigung durch eine universelle Klemme, die für runde, ovale oder quadratische Rohre 25 - 50 mm geeignet ist.
- Stütze kann um 360° gedreht werden. Somit überall einsetzbar.
- Aufnahme für wieder verschließbare Flaschen geeignet: PET (Kunststoff), Glasflaschen oder Behälter mit Kapazität 500 bis 1500 ml.
- Schlauchhalterung aus poliertem Edelstahl.
- Der Schlauch besteht aus 2 steril verpackten Einweg-Elemente:
 - Harter Schlauch mit universaler Kappe für Glas oder PET Flaschen.
 - Weicher Schlauch Silikon Mundstück (tropffest)

~~120,00 €~~ -15% jetzt **102,00 €**

Art-Nr. OAK 67265-T01
Art-Nr. OAK 65748-T01

mit integrierter Kopfstütze (Abb. Links)
mit rechteckiger Tischplatte (Abb. rechts)



„DG-880“ Entbindungsbett

Art.-Nr. TABE DG-880

**Multifunktionales und vollelektrisches Entbindungsbett.
High-End Geburtenbett nach neuesten medizinischen Kenntnissen.**

Maße:

Liegeflächenlänge: 203,5 cm; Liegebreite: Oberkörper 60 cm (ohne Seitenteile, mit Seitenteile bis 107cm), Unterkörper 65 cm; Liegenhöhe Verstellbereich: 58 - 102 cm; Eigengewicht: 320 kg

Technische Daten:

(Anti-) Trendelenburg elektrisch: +/- 15°; Laterale Neigung elektrisch: je Seite 0 - 15°; Betthöhenverstellung elektrisch: 58 - 102cm; Beinstützen einzeln schwenkbar elektrisch: 0 - 40°; Rückenteilverstellung elektrisch: 0 - 60°; Beckenteilverstellung elektrisch: 0 - 25°; Fußteil- und Beinverstellung manuell; Notfallbatterie; Elektrische Bedienung über Fußpanele; Komfortpolsterung über komplettes Bett

Optionen:

Beinhalterungen nach Goeppel; DIN-Norm Schienen; Auffangbecken; Auffangbecken mit Abfluss-Schlauch; Beinhalterung speziell für die laterale Entbindung; Handbedienteil; Oberer Haltebügel (auch als Entspannungsbügel); Zusatzwagen für Unterbringung aller Bauteile

~~29.990,00 €~~ -15% jetzt **25.491,50 €**

Erklärung:

Alle angegebenen Preise sind Nettopreise und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt sowie evtl. Transportkosten. Die Preise beziehen sich zudem auf den Grundartikel in Standardausstattung.