

# Active Birth Pools



**Aktiver Geburtsstuhl**

Dieser innovative und multifunktionale Stuhl unterstützt die Mutter bei den vielen unterschiedlichen Positionen, die sich natürlich mit Wehen und Geburt verbinden.

Mit seiner leichten 3° Neigung ermutigt das revolutionäre Design die Mutter dazu sich nach vorne zu lehnen. So kann sich ihr Becken ausdehnen und zur optimalen Öffnung des Geburtskanals ausrichten.



Der Stuhl wird aus einer Kombination von patentierten Materialien angefertigt, die nur für Aktive Gebärende verwendet werden. Durch sie fühlt sich der Sitz extrem weich, gleichzeitig aber solide und angenehm warm an. .

Auf der Mitte des Randes verläuft eine charakteristische Einbuchtung, die ein weiteres einzigartiges Merkmal des Sitzes darstellt.

Er ermöglicht es dem Kreuz- und Schambein sich frei zu bewegen wenn die Mutter sitzt. So verhindert er dass Druck auf den Geburtskanal ausgeübt wird oder dieser sich verengt.

Mütter können sich komfortabel an der weichen, abgeflachten Kante festhalten, ganz egal in welcher Position sie sich befinden.

Die breite Aussparung auf der Vorderseite und der großzügig ausgebuchtete Innenraum bieten der Hebamme mehr als genug Bewegungsfreiheit falls die Mutter sich dazu entscheiden sollte auf dem Stuhl zu gebären.

Der Aktive Geburtsstuhl ist extrem solide und stabil gebaut. Er genügt darüber hinaus den höchsten Produktionsstandards um auch nach Jahrzehnten noch problemlos einsetzbar zu bleiben.



Der Stuhl wird nahtlos und in einem Stück aus hochwertigen Harzverbundstoffen hergestellt um selbst den anspruchsvollsten Hygienestandards zu entsprechen und Infektionsgefahren zu beseitigen.

## Säuberung

Der Stuhl kann mit Desinfektionstüchern, Hypochlorit oder ähnlichen, allgemein erhältlichen Desinfektionsprodukten gereinigt werden.

Nachdem der Stuhl gereinigt und desinfiziert wurde, sollte er zunächst mit einem feuchten Tuch abgewischt werden um das verbleibende Desinfektionsmittel zu entfernen. Dann sollte er abgetrocknet werden.

## Produktangaben:

Höhe: 370mm Tiefe: 470mm, Breite: 570mm Gewicht: 14kg

Materials:

Eine Kombination aus Vitrite® und Ficore® Verbundstoffen.

**Stehend, kniened, hockend, sitzend, aufstützend, anlehnend, ruhend....**

können Mütter eine nahezu grenzenlose Bandbreite von Körperhaltungen ausprobieren bis sie diejenige gefunden haben, die für sie am angenehmsten ist.





































**Active Birth Pools Ltd**

**41 Grasmere Road**

**London N10 2DH**

**+44 (0) 208 444 1411**

**[www.activebirthpools.com](http://www.activebirthpools.com)**

**SL-Medical**

**Eichenring 24**

**D-84562 Mettenheim**

**Phone: +49 (0)8631 - 166262**

**Fax: +49 (0)3212 - 1369687**

**[info@sl-medical.com](mailto:info@sl-medical.com)**

**[www.sl-medical.com](http://www.sl-medical.com)**