

4

COMPLEMENTOS *COMPLEMENTS*



ED4



in the world



**Calidad
Quality**



**Medio Ambiente
Environment**



**Productos Sanitarios
Medical Devices**



Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo, así como la transmisión y difusión en cualquier soporte o medio mecánico o electrónico, sin el permiso previo de INMOCLINC, S.A.

INMOCLINC, S.A. se reserva el derecho de modificar medidas y/o características de los productos de este catálogo sin previo aviso.

Esta edición sustituye a la anterior.

It is prohibited the total or partial reproduction of this catalogue, as well as the transmission and diffusion in any support or mechanical or electronic means totally, without the previous permission of INMOCLINC, S.A.

INMOCLINC, S.A. reserves the right to make modifications and improvements without previous notice.

This edition replaces the previous.



Indice

Index



4	Soportes porta-palanganas / <i>Basin holder supports</i>
4	Soporte de brazo / <i>Arm support</i>
5	Soportes de sueros / <i>I.V. stands</i>
7	Soporte para bomba de infusión y sueros / <i>I.V. stands support and infusion pump</i>
8	Banquillos / <i>Step stools</i>
10	Biombos para separacion de pacientes / <i>Folding screen panels</i>
14	Básculas / <i>Baby's medical scale</i>
16	Cubos con pedal / <i>Pedal action waste bins</i>
19	Cubos rodables para quirofano / <i>Kick buckets for operation theater</i>
20	Cunas para recién nacidos / <i>Neonatal cribs</i>
24	Mesas desnuda-bebes / <i>Babies changing table</i>
26	Lavamanos quirurgicos / <i>Operation theater hand washing basin</i>
27	Cuñas, botella orinal y palangana / <i>Bed pans and urinal and bowls</i>
27	Soportes para cuña, botella y palangana / <i>Bed pan and urinal supports</i>
28	Cubos / <i>Buckets</i>
29	Bandejas para instrumental / <i>Instrumental trays</i>
30	Cajas de instrumental / <i>Instrumental boxes</i>
32	Bombonas para carro de curas / <i>Gauze drums for cure trolleys</i>
33	Estanterías almacenamiento / <i>Storage grid baskets</i>
34	Estanterías / <i>Shelves</i>

21
84
6
5

**22200****22203****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS****SOPORTE PORTA-PALANGANAS**

- _ Soporte Porta-Palanganas doble o sencillo
- _ Estructura acero cromado
- _ Palangana de acero inoxidable de ø360mm
- _ Regulable en altura
- _ Peana de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS**BOWL STAND SUPPORTS**

- _ Double or single Basin holder Support
- _ Chromed steel structure
- _ Stainless steel bowl with 360 diameter
- _ Height adjustable
- _ Aluminum base with five rolling wheels of 50mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**SOPORTE DE BRAZO Y PIERNA**

- _ Estructura de tubo acero cromado
- _ Tapizado en skay
- _ Regulable en altura
- _ Peana de aluminio con cinco apoyos

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS**ARM OR LEG SUPPORT**

- _ Chromed steel structure
- _ Upholstered in skay
- _ Height adjustable
- _ Aluminium base with five stands

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

22100

_ Soporte de brazo con rótula
varias posiciones

_ Arm support with kneecap
to adopt different positions

**22106**

_ Soporte de pierna fijo

_ Fixed leg support


**Colores / Colours**

61	63	66	67	71	81	82	83	84	85	86	87


22100	50	50	70-110	3	0,17
22106	50	50	66-95	3	0,17
22200	65	50	80-120	4	0,26
22203	65	50	80-120	6	0,26



22136



22137

**_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- _SOPORTE DE SUEROS
- _Estructura acero inoxidable
- _Soporte con dos o cuatro colgadores
- _Perna de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50mm
- _Regulable en altura

_TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _I.V. Stand
- _Stainless steel structure
- _Two or four hanging hooks
- _Aluminium base with five rolling wheels of 50mm
- _Adjustable in height

					
22136	50	50	112-200	3	0,28
22137	50	50	112-200	3	0,28



22127

_Pena de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50mm

_Aluminium base with five rolling wheels of 50mm

22128

_Pena de PVC color negro con cinco ruedas giratorias de 50mm

_PVC base with five rolling wheels of 50mm

22129

_Pena de PVC color negro con cinco ruedas giratorias de 50mm

_PVC base with five rolling wheels of 50mm

22126

_Pena de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50mm

_Aluminium base with five rolling wheels of 50mm



					
22126	50	50	112-200	3	0,28
22127	50	50	112-200	3	0,28
22128	55	55	112-200	3	0,34
22129	55	55	112-200	3	0,34

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- _SOPORTE DE SUEROS
- _Estructura acero cromado
- _Soporte con dos o cuatro colgadores
- _Regulable en altura

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _I.V. stand
- _Chromed steel structure
- _Two or four hanging hooks
- _Adjustable in height



22150

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- _ SOPORTE PARA BOMBA DE INFUSIÓN Y SUEROS
- _ Estructura acero inoxidable $\varnothing 38\text{mm}$
- _ Soporte con cuatro colgadores
- _ Regulable en altura
- _ Perna de aluminio $\varnothing 65\text{cm}$ con cinco ruedas giratorias de 50mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ I.V. STAND SUPPORT AND INFUSION PUMP
- _ Stainless steel structure $\varnothing 38\text{mm}$
- _ Four hanging hooks
- _ Adjustable in height
- _ Aluminium base $\varnothing 65\text{cm}$ with five rolling wheels of 50mm

					
22150	65	65	110-190	6	0,45



5015

_Estructura acero cromado

_Chromed steel structure



5021

_Estructura acero inoxidable

_Stainless steel structure



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

_BANQUILLO DE TRES TRAMOS

_Superficie de goma antideslizante

TECHNICAL CHARACTERISTICS

_TRIPLE ACCESS STEP STOOL

_Non-sliding rubber surface

5025



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

_BANQUETA DE ACCESO

_Estructura acero cromado

_Superficie de goma antideslizante

5030



TECHNICAL CHARACTERISTICS

_SINGLE ACCESS STEP STOOL

_Chromed steel structure

_Non-sliding rubber surface

					
5003	45	20	25	2	0,02
5007	45	20	25	3	0,02
5009	45	52	45	5	0,10
5013	45	52	45	6	0,10
5015	45	73	65	10	0,21
5021	45	73	65	12	0,21
5025	43	30	25	4	0,03
5030	54	43	25	6	0,06



5013

- _Estructura acero inoxidable
- _Stainless steel structure



- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
- _BANQUILLOS UNO Y DOS TRAMOS
- _Superficie de goma antideslizante

- TECHNICAL CHARACTERISTICS**
- _ONE AND DOUBLE ACCESS STEP STOOL
- _Non-sliding rubber surface

5009

- _Estructura acero cromado
- _Chromed steel structure



5007

- _Estructura acero inoxidable
- _Stainless steel structure



5003

- _Estructura acero cromado
- _Chromed steel structure





7003

- _Biombo para separación de pacientes, de dos cuerpos
- _Estructura acero cromado
- _Folding double screen panel
- _Chromed steel structure

7012

- _Biombo para separación de pacientes, de tres cuerpos
- _Estructura acero cromado
- _Folding triple screen panel
- _Chromed steel structure



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Telas plastificadas desmontables y lavables
- _Cuerpos independientes plegables
- _Ruedas giratorias de 45mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Removable and washable curtains
- _Each screen panel folds independently
- _45mm rolling wheels

					
7003	75 x2	40	177	8	0.53
7006	75 x2	40	177	8	0.53
7012	75 x3	40	177	12	0.60
7015	75 x3	40	177	12	0.60



7006

- _Biombo para separación de pacientes, de dos cuerpos
- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy

- _Folding double screen panel
- _Steel structure with epoxy coating



7015

- _Biombo para separación de pacientes, de tres cuerpos
- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy

- _Folding triple screen panel
- _Steel structure with epoxy coating

7000

_Biombo para separación de pacientes,
de dos cuerpos
_Estructura acero inoxidable

_Folding double screen panel
_Stainless steel structure

**7009**

_Biombo para separación de
pacientes, de tres cuerpos
_Estructura acero inoxidable

_Folding triple screen panel
_Stainless steel structure

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura acero inoxidable
- _Telas plastificadas desmontables y lavables
- _Cuerpos independientes plegables
- _Ruedas giratorias de 45mm


TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Stainless steel structure
- _Removable an washable curtains
- _Each screen panel folds independently
- _45mm rolling wheels

					
7000	75 x 2	40	177	8	0.53
7009	75 x 3	40	177	12	0.60
7020	210	-	220	5	-




7020



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
_BIOMBO CORTINA DE TECHO PARA
SEPARACIÓN DE PACIENTES
_Riel de aluminio
_Tela plastificada desmontable y lavable

TECHNICAL CHARACTERISTICS
_HANGING SCREEN PANEL
_Aluminium rail
_Washable and take off plastic-fabric curtains




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ TALLÍMETRO PARA BEBÉS
- _ Estructura de aluminio
- _ Metro con graduación de 20 - 100cm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ PEDIATRIC HEIGHT METER
- _ Aluminium structure
- _ Graduated meter scale 20 - 100cm



6009

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ BÁSCULA PESABEBÉS ELECTRÓNICA
- _ Estructura en ABS
- _ Capacidad de peso 20Kg.
- _ Pantalla LCD de fácil lectura con dígitos de 20mm
- _ Una sola tecla controla las funciones de encendido tara y apagado
- _ Función de bloqueo de peso para lecturas precisas y fiables
- _ Opera mediante pila de 9 V (no incluida)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ PEDIATRIC DIGITAL SCALE
- _ ABS structure
- _ Loading weight capacity: 20kg
- _ 20mm digital easy reading LCD screen
- _ One-button controls on and off functions
- _ Blocking key function for precise and trustable weight readings.
- _ 9 V Battery operated (not included)



6018

6003



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _BASCULA PESA PERSONAS
- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Plataforma antideslizante
- _Cabezal con dispositivo fijador
- _Tallímetro telescópico con indicador abatible de 75 a 200cm
- _Capacidad de peso: 200kg
- _Medida de plataforma: 37x27cm
- _Patas niveladoras

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _PERSONAL SCALE
- _Steel structure with epoxy coating
- _Non-sliding surface
- _Fixing head device
- _Telescopic height meter with folded height indicator of 75 to 200cm
- _Loading weight capacity: 200kg
- _Dimensions of the platform: 37x27cm
- _Height level glide feet

6000



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _BASCULA ELECTRÓNICA PESA PERSONAS
- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Superficie de plataforma antideslizante
- _Pilas 1.5V (incluidas)
- _Capacidad de peso: 200kg
- _Tallímetro telescópico plegable, alcance de medición desde 60cm-200cm
- _Medida de plataforma: 27x28cm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _DIGITAL SCALE
- _Steel structure with epoxy coating
- _Non-sliding surface
- _Battery operated 1.5V (include)
- _Loading weight capacity: 200kg
- _Folding telescopic height meter, 60 to 200cm
- _Platform dimensions: 27x28cm

					
6000	30	42	84	9	0.11
6003	28	53	148	18	0.22
6009	100	8	-	1	-
6018	53	24	10	8	0.01



11212

_30 litros

_30 liters



11215

_60 litros

_60 liters



11218

_25 litros

_25 liters



11221

_50 litros

_50 liters



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

_CUBOS CON PEDAL

_Estructura en polipropileno blanco

TECHNICAL CHARACTERISTICS

_PEDAL ACTION WASTE BIN

_White polypropylene structure

					
11212	47	36	51	1	0.08
11215	50	36	68	2	0.12
11218	28	34	47	1	0.04
11221	40	34	57	2	0.07



11203

_50 litros

_50 liters



11209

_12 litros

_12 liters



_25 litros

11206

_25 liters

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _CUBOS PAPELERA DE PVC
- _Estructura de plástico
- _Tapa basculante

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _PVC WASTEPAPER BASKET
- _Plastic structure
- _Tilting lid system

					
11203	40	34	68	2	0.09
11206	34	28	51	1.5	0.05
11209	34	25	42	1	0.03

11124

_Cubo 30 litros acero inoxidable

_Stainless steel / 30 liters

11103

_Cubo 5 litros acero inoxidable

_Stainless steel / 5 liters

11121

_Cubo 20 litros acero inoxidable

_Stainless steel / 20 liters

11109

_Cubo 12 litros acero inoxidable

_Stainless steel / 12 liters

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _CUBOS CON PEDAL
- _Estructura acero inoxidable
- _Interior cubo de plástico extraíble

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _WASTE BIN WITH PEDAL ACTION
- _Stainless steel structure
- _Removable plastic basket inside

					
11103	20	20	28	1	0.01
11109	25	25	39	2	0.02
11121	29	29	44	3	0.04
11124	29	29	67	5	0.06



25120

- _ Soporte rodado acero inoxidable
- _ 8 litros
- _ Round stainless steel support
- _ 8 liters

25123

- _ Soporte rodado acero inoxidable
- _ 12 litros
- _ Round stainless steel support
- _ 12 liters

25114

- _ Soporte rodado acero pintado
- _ 12 litros
- _ Round painted steel support
- _ 12 liters

25112

- _ Soporte rodado acero pintado
- _ 8 litros
- _ Round painted steel support
- _ 8 liters



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ CUBO AUXILIAR PARA QUIRÓFANO
- _ Cubo de acero inoxidable
- _ Capacidad de cubo: 8 ó 12 litros
- _ Protección de goma anti-golpes
- _ Ruedas giratorias de 60mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ KICK BOWL FOR OPERATION THEATER
- _ Stainless steel bucket
- _ Bucket capacity: 8 or 12 liters
- _ Round bumper protection
- _ 60mm rolling wheels

					
25112	40	40	22	3	0.03
25114	40	40	40	4	0.06
25120	40	40	22	3	0.03
25123	40	40	40	4	0.06

COMPLEMENTOS / COMPLEMENTS

CUNAS PARA RECIÉN NACIDOS / NEONATAL CRIBS



12100

_Estructura acero cromado

_Chromed steel structure




12101

_Estructura acero inoxidable

_Empujador lateral

_Stainless steel structure

_Pushing handle



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

_CUNA PARA RECIÉN NACIDOS

_Cestillo de metacrilato, anatómico y desmontable

_Ruedas giratorias de 80mm

_OPCIONAL: Colchoncito forrado en skay

TECHNICAL CHARACTERISTICS

_NEONATAL CRIB

_Removable and anatomic laminated plastic basket

_80mm rolling wheels

_OPTIONAL: Foam mattress upholstery in skay

					
12100	80	48	85	15	0.32
12101	80	48	85	15	0.32
12102	80	48	85	15	0.32
12103	71	40	24	4	0.07
12104	68	37	3	1	0.01

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- _CUNA PARA RECIÉN NACIDOS
- _Estructura acero cromado
- _Cestillo de metacrilato, anatómico y desmontable
- _Entrepañío inferior liso acero inoxidable
- _Empujador lateral
- _Ruedas giratorias de 80mm
- _OPCIONAL: Colchoncito forrado en skay

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Neonatal Crib
- _Chromed steel structure
- _Removable and anatomic laminated plastic basket
- _Smooth lower stainless steel shelf
- _Pushing handle
- _80mm rolling wheels
- _OPTIONAL: Foam mattress upholstery in skay

12102

- _Estructura acero cromado
- _Chromed steel structure

**12103**

- _Cestillo de metacrilato, anatómico
- _Anatomic laminated plastic basket

**12104**


- _Colchoncito de goma espuma forrado en skay
- _Foam mattress upholstery in skay




12115

_Cesta inferior

_Lower basket







					
12115	90	47	97	20	0.41
12120	90	47	97	19	0.41





12120



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _CUNA PRESALIDA
- _Estructura de aluminio y acero con revestimiento en epoxy
- _Cestillo de metacrilato, anatómico y extraíble
- _Trendelemburg / antitrendelemburg (+ -13°) mediante resorte a gas
- _Empujador lateral
- _Base de alto impacto en ABS
- _Colchoncito de espuma forrado en skay
- _Ruedas de 100mm dos de ellas con freno

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _NEONATAL CRIB
- _Aluminum and epoxy steel coating structure
- _Removable and anatomic laminated plastic basket
- _Trendelemburg / antitrendelemburg (+ -13°) gas spring
- _Lateral push handle
- _High impact ABS base
- _Foam mattress upholstery in skay
- _100mm rolling wheels, two with brakes

Colores / Colours



_Azul

_Blue



_Pistacho

_Light green



_Morado

_Purple



_Rojo

_Red



12218



12215

_Dos cajones superiores de PVC frente de polímero colores rojo, azul, morado y pistacho

_Two upper PVC drawers with front part in different colors: red, blue, purple and light green

					
12215	120	53	86	28	0.52
12218	120	53	86	18	0.52
12221	80	50	92	16	0.36
12224	80	50	92	26	0.36

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

_MESA DESNUDA-BEBES Y EXPLORACIÓN PARA RECIÉN NACIDOS

_Estructura acero con revestimiento en epoxy

_Parte superior acolchada con goma espuma y tapizada en skay

_Entrepañeo inferior liso

TECHNICAL CHARACTERISTICS

_BABIES CHANGING TABLE

_Steel structure with epoxy coated

_Upper part cushioned with foam and upholstered in skay

_Smooth Lower shelf

 **¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **AZUL (86)**

 **IMPORTANT:** Finishing **BLUE (86)** colour will be applied if not specified otherwise.

Colores / Colours

61	63	66	67	71	81	82	83	84	85	86	87
											



12224

_Un cajón superior de PVC frente de polímero colores: rojo, azul, morado y pistacho

_Upper PVC drawer with front part in different colors: red, blue, purple and light green

12221



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MESA DESNUDA-BEBES Y EXPLORACIÓN
PARA RECIÉN NACIDOS

- _Estructura de aluminio y acero con revestimiento en epoxy
- _Parte superior acolchada con goma espuma
- _Tapizado en skay
- _Entrepañío inferior
- _Base de alto impacto en ABS
- _Ruedas de 100mm, dos de ellas con freno

TECHNICAL CHARACTERISTICS

BABIES CHANGING TABLE

- _Aluminum and epoxy steel coating structure
- _Upper part cushioned with foam
- _Upholstered in skay
- _Lower shelf
- _High impact ABS base
- _100mm rolling wheels, two with brakes

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **AZUL (86)**

IMPORTANT: Finishing **BLUE (86)** colour will be applied if not specified otherwise.



Colores / Colours

61	63	66	67	71	81	82	83	84	85	86	87
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

COMPLEMENTOS / COMPLEMENTS

LAVAMANOS QUIRURGICOS / OPERATION THEATER HAND WASHING BASIN

15800

_Lavamanos quirúrgico de un cuerpo

_Operation theater single hand-washing basin



15803

_Lavamanos quirúrgicos doble

_Operation theater double hand-washing basin



					
15800	75	50	37	15	0.14
15803	150	50	37	25	0.28

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- _LAVAMANOS QUIRÚRGICOS
- _Estructura acero inoxidable
- _Orificio de desagüe
- _OPCIONAL: Grifo monofásico
- _OPCIONAL: Hidro-mezclador

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _OPERATION THEATER HAND WASHING BASIN
- _Stainless steel structure
- _Draining hole
- _OPTIONAL: Medical tap
- _OPTIONAL: Hydromixer

13133

_Soporte para botellas acero inoxidable
_Stainless steel urinal Bottle support

**13136****13139**

5,3 cm 18,5 cm

34 cm

48 cm

13106

_Cuña orinal acero inoxidable
_Stainless steel Bed pan

**13120**

_Soporte para cuñas acero inoxidable
_Stainless steel bedpans support

**13123****13126**

5,3 cm 34 cm

62,5 cm


91 cm

13112

_Botella orinal plástico modelo universal
_Plastic male urinal

**13145**

_Soporte para palangana, cuña y botella acero inoxidable
_Stainless steel washing bowl, urinal bottle and bedpan support



5,3 cm 87 cm

13109

_Cuña orinal plástico modelo universal
_Plastic bedpan

**13142**

_Soporte estantería mural acero inoxidable
_Stainless steel wall mounted shelf

10 cm



27 cm



14 cm

**13116**

_Palangana plástico
_Washing plastic bowl





COMPLEMENTOS / COMPLEMENTS

CUBOS / BUCKETS-TRAYS-BOWLS

20156

- _Cubetas forma riñón acero inoxidable 30 x 16 x 3,5cm
- _Kidney shape stainless steel bowls

20153

25 x 14 x 3,5cm

20150

20 x 11 x 3,5cm



20157

- _Cubo-palangana de 8 litros acero inoxidable
- _Stainless steel bowl with 8 liters capacity




20158

- _Cubo con asa de 12 litros acero inoxidable
- _Stainless steel bucket with holders with 12 liters capacity

20159

- _Carpeta porta gráfica de aluminio con pinza
- _Patient's aluminum chart holder with fasten pin



**20200**

_Bandejas para instrumental acero inoxidable 44 x 32 x 4cm

_Instrumental stainless steel tray 44 x 32 x 4cm

**20205**

34 x 22 x 3,5cm

**20210**

_Bandejas para instrumental acero inoxidable 32 x 17 x 3,5cm

_Instrumental stainless steel tray 32 x 17 x 3,5cm

**20215**

31 x 19 x 3,5cm

**20220**

23 x 15 x 3,5cm






20175

_Cajas de instrumental sin asas acero inoxidable 40 x 20 x 10cm

_Instrumental stainless steel boxes without holders 40 x 20 x 10cm




20170

30 x 15 x 5cm



20167


25 x 15 x 5cm



20160


_Cajas de instrumental sin asas acero inoxidable 20 x 10 x 5cm

_Instrumental stainless steel boxes without holders 20 x 10 x 5cm



20173

18 x 8 x 4cm



20163

16 x 10 x 4cm





_Cajas de instrumental con asas acero inoxidable 40 x 20 x 10cm

_Instrumental stainless steel boxes with holders 40 x 20 x 10cm

20165



30 x 15 x 5cm

20169



25 x 15 x 5cm


20166



_Cajas de instrumental con asas acero inoxidable 20 x 10 x 5cm

_Instrumental stainless steel boxes with holders 20 x 10 x 5cm

20161



18 x 8 x 4cm

20168



16 x 10 x 4cm

20164

COMPLEMENTOS / COMPLEMENTS

BOMBONAS PARA CARRO DE CURAS / GAUZE DRUMS FOR CURE TROLLEYS



20182

_Bombonas para carros de curas acero inoxidable 30 x 23cm

_Gauze Stainless steel drums for Cure trolleys



20181

20 x 20cm



20183

20 x 14cm



20180

14 x 12cm



20189

30 x 23cm



20186

20 x 20cm



20185

20 x 14cm



20184

_Bombonas para esterilización acero inoxidable 14 x 12cm

_Sterilization stainless steel drums 14 x 12cm



20300

_CESTAS PARA ALMACENAMIENTO ACERO INOXIDABLE 40 x 30 x 26cm

_STORAGE STAINLESS STEEL GRID BASKETS 40 x 30 x 26cm



_MEDIDAS DE CESTAS DISPONIBLES

_AVAILABLE DIMENSIONS

			
20300	40	30	26
20305	45	45	20
20310	40	30	20
20315	44	29	14
20320	44	29	20
20325	47	30	15
20330	47	30	20
20335	57	30	15
20340	57	30	20

20400

_SOPORTE MURALES PARA CESTA DE ACERO INOXIDABLE
_35 x 150cm

_HANGING STAINLESS STEEL SUPPORT
_35 x 150cm





26000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ESTANTERÍA
- Estructura acero inoxidable
- Cuatro baldas fijas acero inoxidable
- Patas con niveladores
- Se fabrican estanterías a medida

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- SHELVES
- Stainless steel structure
- Four fixed stainless steel shelves
- Height level glide feet
- Can manufacture shelves in different sizes

26000	100	40	180	25	0.72



26010

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ESTANTERÍA
- Estructura acero inoxidable
- Cuatro baldas regulables en altura acero inoxidable
- Patas con niveladores

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- SHELVES
- Stainless steel structure
- Four adjustable stainless steel shelves
- Height level glide feet



26010

100



45



200



20



0.86

COMPLEMENTOS

COMPLEMENTS

4

C/ Serranía de Cuenca, 10
Pol. Ind. El Olivar
28500 Arganda del Rey (Madrid) Spain
Telf.: 91 872 96 16
91 872 96 17
91 872 96 18
Fax: 91 872 00 40
info@inmoclinc.com
www.inmoclinc.com