

3



CARROS
HOSPITALARIOS

HOSPITAL TROLLEYS



Inmoclinc, es Garantía Inmoclinc, is warranty



**Calidad
Quality**



**Medio Ambiente
Environment**



**Productos Sanitarios
Medical Devices**



Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo, así como la transmisión y difusión en cualquier soporte o medio mecánico o electrónico, sin el permiso previo de INMOCLINC, S.A.

INMOCLINC, S.A. se reserva el derecho de modificar medidas y/o características de los productos de este catálogo sin previo aviso.

Esta edición sustituye a la anterior.

Depósito Legal: GU-311/2006

It is prohibited the total or partial reproduction of this catalogue, as well as the transmission and diffusion in any support or mechanical or electronic means totally, without the previous permission of INMOCLINC, S.A.

INMOCLINC, S.A. reserves the right to make modifications and improvements without previous notice.

This edition replaces the previous.

Indice

Index



4	Carros de curas y urgencias <i>Cure and urgencies trolley</i>
25	Accesorios <i>Accessories</i>
30	Fichas técnicas <i>Technical specifications</i>

21
8
4
6
5



10505



10510



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ Estructura de acero inoxidable
- _ Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _ Cajones de PVC con autocierre, frentes colores: rojo, azul, verde, amarillo y naranja
- _ Plano inferior en acero inoxidable con barandilla en tres lados
- _ Ruedas giratorias de 125mm, dos con freno
- _ Protección antichoques
- _ Equipados opcionalmente con accesorios (ver páginas 25 a 29)

TECHNICAL CHARACTERISTICS






- _ Stainless steel structure
- _ Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- _ PVC drawers with automatic shutting system, colours: red, blue, green, yellow and orange
- _ Lower stainless steel shelf with handrails on three sides
- _ Four 125mm, rolling castors, two lockable
- _ Bumper protection
- _ Equipped with optional accessories (see pages 25 to 29)



10555

- _Plano central e inferior en acero inoxidable con barandilla en tres lados
- _Middle and lower stainless steel shelves, both with handrails on three sides



					
10505	62	48	96	18	0,28
10510	62	48	96	16	0,28
10555	62	48	96	23	0,28

Colores  Colours





10540



10535



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura de acero inoxidable
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Cajones de PVC con autocierre, frentes colores: rojo, azul, verde, amarillo y naranja
- _Ruedas giratorias de 125mm, dos con freno
- _Protección antichoques
- _Equipados opcionalmente con accesorios (ver páginas 25 a 29)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Stainless steel structure
- _Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- _PVC drawers with automatic shutting system, colours: red, blue, green, yellow and orange
- _Lower open compartment
- _Four 125mm, rolling castors, two lockable
- _Bumper protection
- _Equipped with optional accessories (see pages 25 to 29)

Colores / Colours








10515

10520



_Plano central e inferior en acero inoxidable con barandilla en tres lados

_Middle and lower stainless steel shelves, both with handrails on three sides

	 cm	 cm	 cm	 kg	 m ³
10515	62	48	96	22	0,28
10520	62	48	96	25	0,28
10535	62	48	96	33	0,28
10540	62	48	96	30	0,28



_Estructura de acero pintado






10850 _Painted steel structure



10550

_Estructura de acero inoxidable

_Stainless steel structure

					
10500	62	48	96	38	0,28
10550	62	48	96	47	0,28
10850	62	48	96	38	0,28

Colores | Colours



10500



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura de acero inoxidable
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Cajones de PVC con autocierre, frentes colores: rojo, azul, verde, amarillo y naranja
- _Ruedas giratorias de 125mm, dos con freno
- _Protección antichoques
- _Equipados opcionalmente con accesorios (ver páginas 25 a 29)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Stainless steel structure
- _Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- _PVC drawers with automatic shutting system, colours: red, blue, green, yellow and orange
- _Four 125mm, rolling castors, two lockable
- _Bumper protection
- _Equipped with optional accessories (see pages 25 to 29)



10830

- _Estructura de acero pintado
- _Painted steel structure



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Cajones superiores de PVC con autocierre, frentes colores: rojo, azul, verde, amarillo y naranja
- _Dos puertas abatibles colores: rojo, azul, verde, amarillo y naranja interior diáfano
- _Ruedas giratorias de 125mm, dos con freno
- _Protección antichoques
- _Equipados opcionalmente con accesorios (ver páginas 25 a 29)

10570

- _Estructura de acero inoxidable
- _Stainless steel structure

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- _Upper PVC drawers with automatic shutting system, colours: red, blue, green, yellow and orange
- _Two doors, with a diaphanous space inside, in different colours: red, blue, green, yellow and orange
- _Four 125mm, rolling castors, two lockable
- _Bumper protection
- _Equipped with optional accessories (see pages 25 to 29)



10840

_Estructura de acero pintado

_Painted steel structure








10575

_Estructura de acero inoxidable

_Stainless steel structure



					
10570	62	48	96	34	0,28
10575	62	48	96	36	0,28
10830	62	48	96	34	0,28
10840	62	48	96	36	0,28

Colores | Colours



10820

- _Estructura de acero pintado
- _Painted steel structure



10565

- _Estructura de acero inoxidable
- _Stainless steel structure



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Cajones superiores de PVC con autocierre, frentes colores: rojo, azul, verde, amarillo y naranja
- _Dos puertas abatibles colores: rojo, azul, verde, amarillo y naranja interior diáfano
- _Ruedas giratorias de 125mm, dos con freno
- _Protección antichoques
- _Equipados opcionalmente con accesorios (ver páginas 25 a 29)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- _Upper PVC drawers with automatic shutting system, colours: red, blue, green, yellow and orange
- _Two doors, with a diaphanous space inside, in different colours: red, blue, green, yellow and orange
- _Four 125mm, rolling castors, two lockable
- _Bumper protection
- _Equipped with optional accessories (see pages 25 to 29)

Colores / Colours



10710

- _ Dos planos de acero inoxidable con barandilla en dos lados
- _ Two stainless steel shelves both with handrails on two sides



TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ Stainless steel structure
- _ Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- _ PVC drawers with automatic shutting system, colours: red, blue, green, yellow and orange
- _ Four 125mm, rolling castors, two lockable
- _ Bumper protection
- _ Equipped with optional accessories (see pages 25 to 29)






10720

- _ Plano inferior de acero inoxidable con barandilla en dos lados
- _ Stainless steel shelf with handrails on two sides



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ Estructura de acero inoxidable
- _ Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _ Cajones de PVC con autocierre colores: rojo, azul, verde, amarillo y naranja
- _ Ruedas giratorias de 125mm, dos con freno
- _ Protección antichoques
- _ Equipados opcionalmente con accesorios (ver páginas 25 a 29)

					
10565	62	48	96	32	0,28
10710	100	48	96	49	0,46
10720	100	48	96	45	0,46
10820	62	48	96	32	0,28



10700








CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura de acero inoxidable
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Cajones de PVC con autocierre colores: rojo, azul, verde, amarillo y naranja
- _Ruedas giratorias de 125mm, dos con freno
- _Protección antichoques
- _Equipados opcionalmente con accesorios (ver páginas 25 a 29)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Stainless steel structure
- _Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- _PVC drawers with automatic shutting system, colours: red, blue, green, yellow and orange
- _Four 125mm, rolling castors, two lockable
- _Bumper protection
- _Equipped with optional accessories (see pages 25 to 29)

					
10700	100	48	96	56	0,46
10770	100	48	96	38	0,46
10780	100	48	96	42	0,46

10770



_Cajones superiores de PVC con autocierre colores: rojo, azul, verde, amarillo y naranja

_Upper PVC drawers with automatic shutting system, polyethylene front colours: red, blue, green, yellow and orange

10780



_Plano central e inferior en acero inoxidable con barandilla en tres lados

_Middle and lower stainless steel shelves, both with handrails on three sides

Colores | Colours





10750



10760



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura de acero inoxidable
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Cajones de PVC con autocierre, frentes colores: rojo, azul, verde, amarillo y naranja
- _Ruedas giratorias de 125mm, dos con freno
- _Protección antichoques
- _Equipados opcionalmente con accesorios (ver páginas 25 a 29)

TECHNICAL CHARACTERISTICS






- _Stainless steel structure
- _Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- _PVC drawers with automatic shutting colours: red, blue, green, yellow and orange
- _Four 125mm, rolling castors, two lockable
- _Bumper protection
- _Equipped with optional accessories (see pages 25 to 29)

_Plano central e inferior en acero inoxidable con barandilla en tres lados

_Middle and lower stainless steel shelves, both with handrails on three sides

10730



					
10730	100	48	96	50	0,46
10750	100	48	96	44	0,46
10760	100	48	96	48	0,46

Colores | Colours





10810

_Plano central e inferior en acero inoxidable con barandilla en tres lados

_Middle and lower stainless steel shelves, both with handrails on three sides



10800

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura de acero inoxidable
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Ruedas giratorias de 125mm, dos con freno
- _Protección antichoques
- _Equipados opcionalmente con accesorios (ver páginas 25 a 29)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Stainless steel structure*
- _Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides*
- _Four 125mm, rolling castors, two lockable*
- _Bumper protection*
- _Equipped with optional accessories (see pages 25 to 29)*






10525



10530

_Plano central e inferior en acero inoxidable con barandilla en tres lados

_Middle and lower stainless steel shelves, both with handrails on three sides

					
10525	62	48	96	12	0,28
10530	62	48	96	16	0,28
10800	100	48	96	18	0,46
10810	100	48	96	22	0,46



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS






- _ CARRO DE PARADA
- _ Estructura de acero inoxidable
- _ Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _ Cajones de PVC con autocierre, frentes colores: rojo, azul, verde, amarillo y naranja
- _ Ruedas giratorias de 125mm, dos con freno
- _ Protección antichoques
- _ Equipados con accesorios:
Ref. 10182/6 Soporte de sueros
Ref. 10182/11 Tabla de madaje cardiaco
Ref. 10182/10 Soporte botella de oxigeno
 (ver páginas 25 a 29)

10500

- + 10182/6
- + 10182/11
- + 10182/10

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ CRASH TROLLEY
- _ Stainless steel structure
- _ ABS Upper platform on top with rims on three sides
- _ PVC drawers with automatic shutting system, colours: red, blue, green, yellow and orange
- _ 125mm, rolling wheels, two with brakes
- _ Bumper protection
- _ Equipped with accessories:
Ref. 10182/6 IV drip rod support
Ref. 10182/11 Cardiac massage back board
Ref. 10182/10 Oxygen cylinder holder
 (see pages 25 to 29)

					
10500	62	48	96	53	0,28
10570	62	48	96	40	0,28



Colores / Colours



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ CARRO PARA TRATAMIENTO Y VENDAJES
- _ Estructura de acero inoxidable
- _ Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _ Dos cajones de PVC con autocierre, colores: rojo, azul, verde, amarillo y naranja
- _ Dos puertas abatibles, colores: rojo, azul, verde, amarillo y naranja
- _ Ruedas giratorias de 125mm, dos con freno
- _ Protección antichoques
- _ Equipados con accesorios:
- Ref. 10182/2** Bandeja lateral abatible
- Ref. 10182/13** Cubo de PVC
- (ver páginas 25 a 29)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ CURE TROLLEY AND BANDAGE
- _ Stainless steel structure
- _ ABS Upper platform on top with extended up rims on three sides
- _ TWO PVC drawers with automatic shutting system, colours: red, blue, green, yellow and orange
- _ Two retractable doors, colours: red, blue, green, yellow and orange
- _ 125mm, rolling wheels, two with brakes
- _ Bumper protection
- _ Equipped with accessories:
- Ref. 10182/2** lateral tray retractable
- Ref. 10182/13** PVC waste bin
- (see pages 25 to 29)

10570

+ 10182/2
+ 10182/13



10510

+ 10182/7
+ 10182/29
+ 10182/13

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARRO DE ANESTESIA

- _ Estructura de acero inoxidable
- _ Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _ Plano inferior en acero inoxidable con barandilla en tres lados
- _ Cajones de PVC con autocierre, frentes colores: rojo, azul, verde, amarillo y naranja
- _ Ruedas giratorias de 125mm, dos con freno
- _ Protección antichoques
- _ Equipados con accesorios:

Ref. 10182/7 Soporte con cajas basculantes 5-6

Ref. 10182/29 Soporte con biocontenedor desechable

Ref. 10182/13 Soporte cubo PVC

(ver páginas 25 a 29)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

ANAESTHESIA TROLLEY

- _ Stainless steel structure
- _ ABS Upper platform on top with rims on three sides
- _ Stainless steel lower platform with rims on three sides
- _ PVC drawers with automatic shutting system, colours: red, blue, green, yellow and orange
- _ 125mm, rolling wheels, two with brakes
- _ Bumper protection
- _ Equipped with accessories:

Ref. 10182/7 Retractable boxes support 5-6

Ref. 10182/29 Trow-away container support

Ref. 10182/13 PVC waste bin

(see pages 25 to 29)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARRO DE CURAS

- _Estructura de acero inoxidable
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Plano inferior en acero inoxidable con barandilla en tres lados
- _Cajones de PVC con autocierre, frentes colores: rojo, azul, verde, amarillo y naranja
- _Ruedas giratorias de 125mm, dos con freno
- _Protección antichoques
- _Equipados con accesorios:

Ref.10182/15 arco soporte con dos estantes de 62cm

Ref.10182/29 Soporte con biocontenedor desechable

Ref.10182/13 Soporte cubo PVC

(ver páginas 25 a 29)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CURE TROLLEY

- _Stainless steel structure
- _ABS Upper platform on top with rims on three sides
- _Stainless steel lower platform with rims on three sides
- _PVC drawers with automatic shutting system, colours: red, blue, green, yellow and orange
- _125mm, rolling wheels, two with brakes
- _Bumper protection
- _Equipped with accessories:

Ref.10182/15 Support with two shelves of 62cm

Ref.10182/29 Trow-away container support






Ref.10182/13 PVC waste bin

(see pages 25 to 29)



10535

- + 10182/15
- + 10182/29
- + 10182/13

					
10510	62	48	96	40	0,28
10535	62	48	96	50	0,28

Colores  Colours





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARRO DE EMERGENCIAS

- _ Estructura de acero inoxidable
- _ Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _ Cajones de PVC con autocierre, frentes colores: rojo, azul, verde, amarillo y naranja
- _ Ruedas giratorias de 125mm, dos con freno
- _ Protección antichoques
- _ Equipados con accesorios:

- Ref.10182/6** Soporte de sueros
- Ref.10182/11** Tabla de masaje cardiaco
- Ref.10182/9** Soporte brazo giratorio
- Ref.10182/10** Soporte botella de oxigeno
- Ref.10182/25** Cierres con precintos desechables (ver páginas 25 a 29)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

EMERGENCY TROLLEY

- _ Stainless steel structure
- _ ABS Upper platform on top with rims on three sides
- _ PVC drawers with automatic shutting system, colours: red, blue, green, yellow and orange
- _ 125mm, rolling wheels, two with brakes
- _ Bumper protection
- _ Equipped with accessories:

- Ref.10182/6** IV drip rod support
- Ref.10182/11** Cardiac massage back board
- Ref.10182/9** Rotating shelf support
- Ref.10182/10** Oxygen cylinder holder
- Ref.10182/25** Lock with security seal (including 100 security seal) (see pages 25 to 29)



10500

- + 10182/6
- + 10182/11
- + 10182/9
- + 10182/10
- + 10182/25

10500	62	48	96	61	0,28

Colores | Colours



10182-10

SOPORTE BOTELLA DE OXIGENO
OXYGEN CYLYNDER HOLDER



10182-11

TABLA DE MASAJE CARDIACO
CARDIAC MASSAGE BACK BACK



10182-6

SOPORTE DE SUEROS, REGULABLE EN ALTURA
IV DRIP ROD SUPPORT, ADJUSTABLE IN HEIGHT



10182-28

SOPORTE GUIA CABLES
CABLE GUIDE SUPPORT





10182-7

SOPORTE CON CAJAS BASCULANTES
RETRACTABLE BOXES SUPPORT



10182-15

ARCO SOPORTE CON DOS ESTANTES DE 62CM
SUPPORT WITH TWO SHELVES OF 62CM



10182-13

CUBO DE PVC
PVC WASTE BIN



10182-29

SOPORTE CON BIOCONTENEDOR DESECHABLE
THROW-AWAY CONTAINER



10182-9

SOPORTE BRAZO GIRATORIO
ROTATING SHELF SUPPORT



10182-2

BANDEJA LATERAL ABATIBLE
LATERAL TRAY RETRACTABLE



10182-3

SOPORTE LATERAL
SIDE SUPPORT



10182-27

SOPORTE CONTENEDOR DE CATETERES
CATHETER CONTAINER SUPPORT





10182-1


CERRADURA MANUAL CON LLAVE
LOCK WITH KEY



10182-25

CIERRES CON PRECINTOS DESECHABLES
Incluye 100 precintos

LOCK WITH SECURITY SEAL
Including 100 security seals



10182-8

BASE DE CONEXION ELECTRICA
BASE WITH MULTIPLE SOCKET PANEL HOLDERS



10182-26

SOPORTE RIEL DE FIJACION EN LATERAL
LATERAL FIXING RAIL



10182-4

SEPARACIONES VARIABLES
MOVABLE SEPARATIONS



10182-5

SEPARACIONES FIJAS
NON-MOVABLE SEPARATIONS



SEPARACIONES VARIABLES FLEXIBLES
Y DESLIZANTE CON PUNTOS DE ROTURA
CADA 10MM

FLEXIBLE SLIDING DIVIDER WITH
BREAKING POINTS EVERY 10MM





CARROS DE CURAS Y URGENCIAS

- _Estructura de acero inoxidable
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Cinco cajones de PVC con autocierre, colores: rojo, azul, verde, amarillo y naranja
- _Ruedas giratorias de 125mm, dos con freno
- _Protección antichoques



10500	62	48	96	38
				0,28

CURE AND URGENCY TROLLEY

- _Stainless steel structure
- _Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- _Five PVC drawers with automatic shutting system, colours: red, blue, green, yellow and orange
- _Four 125mm, rolling castors, two lockable
- _Bumper protection



10505	62	48	96	18
				0,28

CARROS DE CURAS Y URGENCIAS

- _Estructura de acero inoxidable
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Un cajón superior de PVC con autocierre, colores: rojo, azul, verde, amarillo y naranja
- _Plano inferior en acero inoxidable con barandilla en tres lados
- _Ruedas giratorias de 125 mm, dos con freno
- _Protección antichoques

CURE AND URGENCY TROLLEY

- _Stainless steel structure
- _Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- _Upper PVC drawer with automatic shutting system, colours: red, blue, green, yellow and orange
- _Lower stainless steel shelf with handrails on three sides
- _Four 125mm, rolling castors, two lockable
- _Bumper protection

CARROS DE CURAS Y URGENCIAS

- _Estructura de acero inoxidable
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Dos cajones superiores de PVC con autocierre, colores: rojo, azul, verde, amarillo y naranja
- _Plano inferior en acero inoxidable con barandilla en tres lados
- _Ruedas giratorias de 125 mm, dos con freno
- _Protección antichoques



10510	62	48	96	23
				0,28

CURE AND URGENCY TROLLEY

- _Stainless steel structure
- _Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- _Two upper PVC drawers with automatic shutting system, colours: red, blue, green, yellow and orange
- _Lower stainless steel shelf with handrails on three sides
- _Four 125mm, rolling castors, two lockable
- _Bumper protection



10515	62	48	96	22
				0,28

CARROS DE CURAS Y URGENCIAS

- _Estructura de acero inoxidable
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Un cajón inferior de PVC con autocierre, colores: rojo, azul, verde, amarillo y naranja
- _Plano central en acero inoxidable con barandilla en tres lados
- _Plano inferior en acero inoxidable con barandilla en tres lados
- _Protección antichoques

CURE AND URGENCY TROLLEY

- _Stainless steel structure
- _Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- _Lower PVC drawer with automatic shutting system, colours: red, blue, green, yellow and orange
- _Middle and lower stainless steel shelves, both with handrails on three sides
- _Bumper protection

CARROS DE CURAS Y URGENCIAS

- _Estructura de acero inoxidable
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Dos cajones inferiores de PVC con autocierre, colores: rojo, azul, verde, amarillo y naranja
- _Ruedas giratorias de 125mm, dos con freno
- _Protección antichoques



10520	62	48	96	25
				0,28

CURE AND URGENCY TROLLEY

- _Stainless steel structure
- _Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- _Two lower PVC drawers with automatic shutting system, colours: red, blue, green, yellow and orange
- _Stainless steel shelf with handrails on three sides
- _Four 125mm, rolling castors, two lockable
- _Bumper protection



10525	62	48	96	12
				0,28

CARROS DE CURAS Y URGENCIAS

- _Estructura de acero inoxidable
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Plano inferior en acero inoxidable con barandilla en tres lados
- _Ruedas giratorias de 125 mm, dos con freno
- _Protección antichoques

CURE AND URGENCY TROLLEY

- _Stainless steel structure
- _Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- _Lower stainless steel shelf with handrails on three sides
- _Four 125mm rolling castors, two lockable
- _Bumper protection

CARROS DE CURAS Y URGENCIAS

- _Estructura de acero inoxidable
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Plano central en acero inoxidable con barandilla en tres lados
- _Plano inferior en acero inoxidable con barandilla en tres lados
- _Ruedas giratorias de 125 mm, dos con freno
- _Protección antichoques



10530	62	48	96	16
				0,28

CURE AND URGENCY TROLLEY

- _Stainless steel structure
- _Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- _Middle and lower stainless steel shelves, both with handrails on three sides
- _Four 125mm rolling castors, two lockable
- _Bumper protection



10535	62	48	96	33
				0,28

CARROS DE CURAS Y URGENCIAS

- _Estructura de acero inoxidable
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Tres cajones superiores de PVC con autocierre, colores: rojo, azul, verde, amarillo y naranja
- _Ruedas giratorias de 125 mm, dos con freno
- _Protección antichoques

CURE AND URGENCY TROLLEY

- _Stainless steel structure
- _Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- _Three upper PVC drawers with automatic shutting system, colours: red, blue, green, yellow and orange
- _Open lower compartment
- _Four 125mm, rolling castors, two lockable
- _Bumper protection

CARROS DE CURAS Y URGENCIAS

- Estructura de acero inoxidable
- Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- Tres cajones inferiores de PVC con autocierre, colores: rojo, azul, verde, amarillo y naranja
- Ruedas giratorias de 125mm, dos con freno
- Protección antichoques



CURE AND URGENCY TROLLEY

- Stainless steel structure
- Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- Stainless steel shelf with handrails on three sides
- Three lower PVC drawers with automatic shutting system, colours: red, blue, green, yellow and orange
- Four 125mm, rolling castors, two lockable
- Bumper protection



10540	62	48	96	30
				0,28

CARROS DE CURAS Y URGENCIAS

- Estructura de acero inoxidable
- Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- Siete cajones de PVC con autocierre, cuatro pequeños y tres grandes, colores: rojo, azul, verde, amarillo y naranja
- Ruedas giratorias de 125mm, dos con freno
- Protección antichoques

CURE AND URGENCY TROLLEY

- Stainless steel structure
- Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- Seven PVC drawers with automatic shutting system, colours: red, blue, green, yellow and orange
- Four 125mm, rolling castors, two lockable
- Bumper protection

10550	62	48	96	47
				0,28

CARROS DE CURAS Y URGENCIAS

- Estructura de acero inoxidable
- Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- Un cajón superior de PVC con autocierre, colores: rojo, azul, verde, amarillo y naranja
- Dos planos de acero inoxidable con barandilla en dos lados
- Ruedas giratorias de 125mm, dos con freno
- Protección antichoques



CURE AND URGENCY TROLLEY

- Stainless steel structure
- Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- Upper PVC drawer with automatic shutting system, colours: red, blue, green, yellow and orange
- Two stainless steel shelves both with handrails on two sides
- Four 125mm, rolling castors, two lockable
- Bumper protection



10555	62	48	96	23
				0,28

CARROS DE CURAS Y URGENCIAS

- Estructura de acero inoxidable
- Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- Un cajón superior de PVC con autocierre. Dos puertas abatibles, colores: rojo, azul, verde, amarillo y naranja, interior diáfano
- Ruedas giratorias de 125mm, dos con freno
- Protección antichoques

CURE AND URGENCY TROLLEY

- Stainless steel structure
- Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- Upper PVC drawer with automatic shutting system. Two doors with, with a diaphanous space inside, colours: red, blue, green, yellow and orange
- Four 125mm, rolling castors, two lockable
- Bumper protection

10565	62	48	96	32
				0,28

CARROS DE CURAS Y URGENCIAS

- Estructura de acero inoxidable
- Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- dos cajones superiores de PVC con autocierre. Dos puertas abatibles, colores: rojo, azul, verde, amarillo y naranja, interior diáfano
- Ruedas giratorias de 125mm, dos con freno
- Protección antichoques



CURE AND URGENCY TROLLEY

- Stainless steel structure
- Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- Two upper PVC drawer with automatic shutting system. Two doors with, with a diaphanous space inside, colours: red, blue, green, yellow and orange
- Four 125mm, rolling castors, two lockable
- Bumper protection



10570	62	48	96	34
				0,28

CARROS DE CURAS Y URGENCIAS

- Estructura de acero inoxidable
- Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- Tres cajones superiores de PVC con autocierre. Dos puertas abatibles, colores: rojo, azul, verde, amarillo y naranja, interior diáfano
- Ruedas giratorias de 125 mm, dos con freno
- Protección antichoques

CURE AND URGENCY TROLLEY

- Stainless steel structure
- Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- Three upper PVC drawer with automatic shutting system. Two doors with, with a diaphanous space inside, colours: red, blue, green, yellow and orange
- Four 125mm, rolling castors, two lockable
- Bumper protection

10575	62	48	96	36
				0,28

CARROS DE CURAS Y URGENCIAS

- Estructura de acero inoxidable
- Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- Diez cajones de PVC con autocierre, colores: rojo, azul, verde, amarillo y naranja
- Ruedas giratorias de 125mm, dos con freno
- Protección antichoques



CURE AND URGENCY TROLLEY

- Stainless steel structure
- Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- Ten PVC drawers with automatic shutting system, colours: red, blue, green, yellow and orange
- Four 125mm, rolling castors, two lockable
- Bumper protection



10700	100	48	96	56
				0,46

CARROS DE CURAS Y URGENCIAS

- Estructura de acero inoxidable
- Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- Cinco cajones de PVC con autocierre, colores: rojo, azul, verde, amarillo y naranja
- Dos planos de acero inoxidable con barandilla en tres lados
- Ruedas giratorias de 125mm, dos con freno
- Protección antichoques

CURE AND URGENCY TROLLEY

- Stainless steel structure
- Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- Five PVC drawers with automatic shutting system, colours: red, blue, green, yellow and orange
- Two stainless steel shelves both with handrails on two sides
- Four 125mm, rolling castors, two lockable
- Bumper protection

10710	100	48	96	49
				0,46



CARROS DE CURAS Y URGENCIAS

- _Estructura de acero inoxidable
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Cinco cajones de PVC con autocierre, colores: rojo, azul, verde, amarillo y naranja
- _Plano inferior de acero inoxidable con barandilla en tres lados
- _Ruedas giratorias de 125 mm, dos con freno
- _Protección antichoques



10720	100	48	96	45
				0,46

CURE AND URGENCY TROLLEY

- _Stainless steel structure
- _Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- _Five PVC drawers with automatic shutting system, colours: red, blue, green, yellow and orange
- _Stainless steel shelf with handrails on two sides
- _Four 125mm, rolling castors, two lockable
- _Bumper protection



10730	100	48	96	50
				0,46

CARROS DE CURAS Y URGENCIAS

- _Estructura de acero inoxidable
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Seis cajones de PVC con autocierre, colores: rojo, azul, verde, amarillo y naranja
- _Plano inferior de acero inoxidable con barandilla en tres lados
- _Ruedas giratorias de 125 mm, dos con freno
- _Protección antichoques

CURE AND URGENCY TROLLEY

- _Stainless steel structure
- _Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- _Six upper PVC drawers with automatic shutting system, colours: red, blue, green, yellow and orange
- _Lower stainless steel shelf with handrails on three sides
- _Four 125mm, rolling castors, two lockable
- _Bumper protection

CARROS DE CURAS Y URGENCIAS

- _Estructura de acero inoxidable
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Cuatro cajones de PVC con autocierre, colores: rojo, azul, verde, amarillo y naranja
- _Plano inferior de acero inoxidable con barandilla en tres lados
- _Ruedas giratorias de 125 mm, dos con freno
- _Protección antichoques



10750	100	48	96	44
				0,46

CURE AND URGENCY TROLLEY

- _Stainless steel structure
- _Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- _Four upper PVC drawers with automatic colours: red, blue, green, yellow and orange
- _Lower stainless steel shelf with handrails on three sides
- _Four 125mm, rolling castors, two lockable
- _Bumper protection



10760	100	48	96	48
				0,46

CARROS DE CURAS Y URGENCIAS

- _Estructura de acero inoxidable
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Cuatro cajones de PVC con autocierre, colores: rojo, azul, verde, amarillo y naranja
- _Dos planos de acero inoxidable con barandilla en dos lados
- _Ruedas giratorias de 125 mm, dos con freno
- _Protección antichoques

CURE AND URGENCY TROLLEY

- _Stainless steel structure
- _Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- _Four upper PVC drawers with automatic shutting system, colours: red, blue, green, yellow and orange
- _Two stainless steel shelves both with handrails on two sides
- _Four 125mm, rolling castors, two lockable
- _Bumper protection

CARROS DE CURAS Y URGENCIAS

- _Estructura de acero inoxidable
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Dos cajones superiores de PVC con autocierre, colores: rojo, azul, verde, amarillo y naranja
- _Plano inferior de acero inoxidable con barandilla en tres lados
- _Ruedas giratorias de 125 mm, dos con freno
- _Protección antichoques



10770	100	48	96	38
				0,46

CURE AND URGENCY TROLLEY

- _Stainless steel structure
- _Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- _Two upper PVC drawers with automatic shutting system, colours: red, blue, green, yellow and orange
- _Lower stainless steel shelf with handrails on three sides
- _Four 125mm, rolling castors, two lockable
- _Bumper protection



10780	100	48	96	42
				0,46

CARROS DE CURAS Y URGENCIAS

- _Estructura de acero inoxidable
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Dos cajones superiores de PVC con autocierre, colores: rojo, azul, verde, amarillo y naranja
- _Plano central e inferior de acero inoxidable con barandilla en tres lados
- _Plano inferior de acero inoxidable con barandilla en tres lados
- _Protección antichoques

CURE AND URGENCY TROLLEY

- _Stainless steel structure
- _Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- _Two upper PVC drawers with automatic shutting system, colours: red, blue, green, yellow and orange
- _Middle and lower stainless steel shelves both with handrails on three sides
- _Bumper protection

CARROS DE CURAS Y URGENCIAS

- _Estructura de acero inoxidable
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Plano inferior de acero inoxidable con barandilla en tres lados
- _Plano inferior de acero inoxidable con barandilla en tres lados
- _Ruedas giratorias de 125 mm, dos con freno
- _Protección antichoques



10800	100	48	96	18
				0,46

CURE AND URGENCY TROLLEY

- _Stainless steel structure
- _Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- _Lower stainless steel shelf with handrails on three sides
- _Four 125mm, rolling castors, two lockable
- _Bumper protection



10810	100	48	96	22
				0,46

CARROS DE CURAS Y URGENCIAS

- _Estructura de acero inoxidable
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Plano central e inferior de acero inoxidable con barandilla en tres lados
- _Plano inferior de acero inoxidable con barandilla en tres lados
- _Ruedas giratorias de 125 mm, dos con freno
- _Protección antichoques

CURE AND URGENCY TROLLEY

- _Stainless steel structure
- _Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- _Middle and lower stainless steel with handrails on three sides
- _Four 125mm, rolling castors, two lockable
- _Bumper protection

CARROS DE CURAS Y URGENCIAS

- Estructura de acero pintado
- Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- Un cajón superior de PVC con autocierre. Dos puertas abatibles de, colores: rojo, azul, verde, amarillo y naranja, interior diáfano
- Ruedas giratorias de 125mm, dos con freno
- Protección antichoques



CURE AND URGENCY TROLLEY

- Painted steel structure
- Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- Upper PVC drawer with automatic shutting. Two doors with with a diaphanous space inside, colours: red, blue, green, yellow and orange
- Four 125mm, rolling castors, two lockable
- Bumper protection

10820	62	48	96	32
				0,28

CARROS DE CURAS Y URGENCIAS

- Estructura de acero pintado
- Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- Dos cajones superiores de PVC con autocierre, Dos puertas abatibles, colores: rojo, azul, verde, amarillo y naranja, interior diáfano
- Ruedas giratorias de 125mm, dos con freno
- Protección antichoques



CURE AND URGENCY TROLLEY

- Painted steel structure
- Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- Two upper PVC drawer with automatic shutting. Two doors with with a diaphanous space inside, colours: red, blue, green, yellow and orange
- Four 125mm, rolling castors, two lockable
- Bumper protection

10830	62	48	96	34
				0,28

CARROS DE CURAS Y URGENCIAS

- Estructura de acero pintado
- Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- Tres cajones superiores de PVC con autocierre, Dos puertas abatibles, colores: rojo, azul, verde, amarillo y naranja, interior diáfano
- Ruedas giratorias de 125mm, dos con freno
- Protección antichoques



CURE AND URGENCY TROLLEY

- Painted steel structure
- Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- Three upper PVC drawer with automatic shutting. Two doors with with a diaphanous space inside, colours: red, blue, green, yellow and orange
- Four 125mm, rolling castors, two lockable
- Bumper protection

10840	62	48	96	36
				0,28

CARROS DE CURAS Y URGENCIAS

- Estructura de acero pintado
- Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- Cinco cajones de PVC con autocierre, colores: rojo, azul, verde, amarillo y naranja
- Ruedas giratorias de 125mm, dos con freno
- Protección antichoques



CURE AND URGENCY TROLLEY

- Painted steel structure
- Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- Five upper PVC drawers with automatic shutting system, colours: red, blue, green, yellow and orange
- Four 125mm, rolling castors, two lockable
- Bumper protection

10850	62	48	96	38
				0,28

C/ Serranía de Cuenca, 10
Pol. Ind. El Olivar
28500 Arganda del Rey (Madrid) Spain
Telf.: 91 872 96 16
 91 872 96 17
 91 872 96 18
Fax: 91 872 00 40
info@inmoclinc.com
www.inmoclinc.com

3