


1



CARROS
CAMILLAS

STRETCHER TROLLEYS

inmoclinc 



Confiamos en Inmoclinc Trust in Inmoclinc



**Calidad
Quality**



**Medio Ambiente
Environment**



**Productos Sanitarios
Medical Devices**



CE

Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo, así como la transmisión y difusión en cualquier soporte o medio mecánico o electrónico, sin el permiso previo de INMOCLINC, S.A.

INMOCLINC, S.A. se reserva el derecho de modificar medidas y/o características de los productos de este catálogo sin previo aviso.

Esta edición sustituye a la anterior.

Depósito Legal: GU-311/2006

It is prohibited the total or partial reproduction of this catalogue, as well as the transmission and diffusion in any support or mechanical or electronic means totally, without the previous permission of INMOCLINC, S.A.

INMOCLINC, S.A. reserves the right to make modifications and improvements without previous notice.

This edition replaces the previous.



Indice

Index

4	Carros camilla de urgencias <i>Urgencies stretcher trolley</i>
14	Carro para traslado de cadáveres <i>Mortuary transfer trolley</i>
15	Carro de lavado de enfermos <i>Shower Trolley</i>
16	Fichas técnicas <i>Technical specifications</i>



21
84
65



10016




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ CARRO CAMILLA DE URGENCIAS
- _ Estructura de acero pintado
- _ Lecho de 2 secciones radiotransparente
- _ Colchoneta de goma espuma de alta densidad, tapizado en tela vinilica ignifugo (M1) antibacteriana
- _ Altura regulable mediante sistema hidráulico accionado a pedal
- _ Cabecero regulable mediante resorte a gas 90°
- _ Trendelemburg / Antitrendelemburg, (+ -16°)
- _ Protectores laterales en las cuatro esquinas
- _ Barandillas abatibles y escamoteables
- _ Soporte gotero regulable en altura
- _ Ruedas de 200mm, con freno centralizado y servo-direccionado
- _ Incluye una 5ª rueda para facilitar el manejo
- _ Asas para facilitar el manejo

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ URGENCIES STRETCHER TROLLEY
- _ Painted steel structure
- _ Two sections radiotranspirante
- _ High density foam mattresses, antibacteria, fireproof, vinyl cloth upholstered
- _ Adjustable height by hydraulic pump system action by pedal
- _ Adjustable headrest by spring 90°
- _ Trendelemburg / Antitrendelemburg (+ -16°)
- _ bumper protection on each corner and lateral
- _ Retractable handrails
- _ IV support
- _ 200mm rolling wheels with centralized brake system
- _ Included a fifth wheel for easier movement
- _ Handles for easier movement and handling




¡IMPORTANTE!

Color único, solo se fabrica en **AZUL**



IMPORTANT:

Made only in **blue** colour



					
10016	206	73	64-89	85	0,91



I10005



_Barandillas abatibles

_Reclining side rails

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

_CARRO CAMILLA DE URGENCIAS

_Estructura de acero pintado Epoxy

_Altura regulable mediante sistema de bomba hidráulica accionado a pedal

_Cabecero regulable mediante cremallera

_Colchoneta fija en aglomerado y tapizada en skay

_Barandillas abatibles

_Soporte gotero regulable en altura

_Ruedas de 125mm, dos con freno

TECHNICAL CHARACTERISTICS

_URGENCIES STRETCHER TROLLEY

_Painted steel structure

_Adjustable in height by hydraulic pump system action by pedal

_Adjustable headrest by rack system

_Mattress fixed on plywood support and upholstered in skay

_Retractable handrails

_IV support adjustable in height

_125mm rolling wheels, two with brakes



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**



IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.



10006

_Barandillas plegables

_Folding side rails




_Soporte direccional

_Directional support




_Ruedas de 125mm

_125mm rolling wheels




	 cm	 cm	 cm	 kg	 m ³
10005	210	66	50-90	75	0,69
10006	210	66	50-90	75	0,69

Colores / Colours





I10050



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ CARRO CAMILLA DE URGENCIAS
- _ Estructura de acero inoxidable
- _ Cabecero regulable mediante cremallera
- _ Colchoneta fija en aglomerado y tapizado en skay
- _ Soporte de gotero regulable en altura
- _ Barandillas abatibles
- _ Soporte botella de oxígeno
- _ Bandeja porta – objetos
- _ Ruedas giratorias de 125mm, dos con freno

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ URGENCIES STRETCHER TROLLEY
- _ Stainless steel structure
- _ Adjustable headrest by rack system
- _ Mattress fixed on plywood support and upholstered in skay
- _ IV support adjustable in height
- _ Retractable side rails
- _ Oxygen bottle support
- _ Belongings tray
- _ 125mm Rolling wheels, two with brake



_Ruedas de 125mm

_Wheels of 125mm

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

10050	200	75	85	40	1.28



_Barandillas abatibles

_Reclining side rails



_Cabecero regulable mediante cremallera

_Adjustable backrest by rack system



_Soporte botella de oxígeno

_Oxygen bottle support



_Bandeja porta-objetos

_Belongings tray

Colores / Colours

41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51



10103



_ Sujeción de colchoneta

_ Mattress fixed by velcro straps

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARRO CAMILLA DE URGENCIAS

- _ Estructura de acero cromado
- _ Cabecero regulable mediante cremallera
- _ Camilla desmontable
- _ Lecho de aluminio, con colchoneta tapizada en skay
- _ Soporte gotero regulable en altura
- _ Barandillas abatibles
- _ Ruedas de 125mm, dos con freno



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

TECHNICAL CHARACTERISTICS


URGENCIES STRETCHER TROLLEY

- _ Chromed steel structure
- _ Removable mattress support
- _ Adjustable headrest by rack system
- _ Aluminum bed support and mattress upholstered in skay
- _ IV support adjustable in height
- _ Retractable side rails
- _ 125mm Rolling wheels, two with brake



IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.


Colores / Colours




10103 200 62 85 32 1.05



_Camilla desmontable
_Removable mattress support




_Barandillas abatibles
_Reclining side rails



_Ruedas de 125mm
_Wheels of 125mm



_Soporte Gotero
_Iv support



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _CARRO CAMILLA DE URGENCIAS
- _Estructura de acero cromado
- _Cabecero regulable mediante cremallera
- _Colchoneta fija en aglomerado y tapizado en skay
- _Soporte gotero regulable en altura
- _Barandillas abatibles
- _Ruedas de 125mm, dos con freno



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _URGENCIES STRETCHER TROLLEY
- _Chromed steel structure
- _Adjustable headrest by rack system
- _Mattress fixed on plywood support and upholstered in skay
- _IV support adjustable in height
- _Retractable side rails
- _125mm rolling wheels, two with brake




IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.



_Soporte Gotero

_Iv support

Colores / Colours






10107

_Barandillas abatibles

_Reclining side rails



					
10105	195	75	85	35	1.24
10107	205	68	85	35	1.18



_Cabecero regulable mediante cremallera

_Adjustable backrest by rack system



_Dos empujadores

_Two pushing handles



_Ruedas de 125mm

_Wheels of 125mm



10114



_Dos empujadores
_Two pushing handles



_Ruedas de 125mm
_Wheels of 125mm



- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- CARRO PARA TRASLADO DE CADÁVERES

Estructura de acero inoxidable

Lecho de acero inoxidable

Dos empujadores

Ruedas de 125 mm, dos con freno

- TECHNICAL CHARACTERISTICS
- MORTUARY TRANSFER TROLLEY

Stainless steel structure

Stainless steel bed support

Two pushing handles

125mm rolling wheels, two with brake

					
10114	202	65	80	35	1.05
10300	195	75	57-90	45	0.83



10300

_Inclinación de plano regulable por sistema de gas

_Adjustable tiltby gasspring system



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

_CARRO DE LAVADO DE ENFERMOS

_Estructura de acero pintado Epoxy

_Altura regulable por sistema de bomba hidráulica de accionamiento a pedal

_Barandillas abatibles

_Plano superior fijo con cabecero regulable

_Colchoneta de PVC hermética y con orificio para desagüe

_Ruedas giratorias de 125mm dos con freno

TECHNICAL CHARACTERISTICS

_SHOWER TROLLEY

_Painted steel Structure

_Adjustable in height by hydraulic pump system by pedal

_Retractable side rails

_Fixed upper level with adjustable headrest

_PVC watertight mattress with draining hole

_125mm rolling wheels, two with brake



_Tapón y tubo de desagüe

_Tap and draining tube



_Ruedas de 125mm

_Pedales para la regulación de altura

_Adjustable height pedals

_Wheels of 125mm



CARRO CAMILLA DE URGENCIAS

- Estructura de acero pintado Epoxy
- Altura regulable mediante sistema de bomba hidráulica accionado a pedal
- Cabecero regulable mediante cremallera
- Colchoneta fija en aglomerado y tapizada en skay
- Barandillas abatibles
- Soporte gotero regulable en altura
- Ruedas de 125mm, dos con freno



10005	210	66	50-90	75	0,69

URGENCIAS STRETCHER TROLLEY

- Painted steel structure
- Adjustable in height by hydraulic pump system action by pedal
- Adjustable headrest by rack system
- Mattress fixed on plywood support and upholstered in skay
- Reclining handrails
- IV support adjustable in height
- 125mm rolling wheels, two with brakes



CARRO CAMILLA DE URGENCIAS

- Estructura de acero pintado Epoxy
- Altura regulable mediante sistema de bomba hidráulica accionado a pedal
- Cabecero regulable mediante cremallera
- Colchoneta fija en aglomerado y tapizada en skay
- Barandillas plegables
- Soporte gotero regulable en altura
- Ruedas de 125mm, dos con freno

10006	210	66	50-90	75	0,69

URGENCIAS STRETCHER TROLLEY

- Painted steel structure
- Adjustable in height by hydraulic pump system action by pedal
- Adjustable headrest by rack system
- Mattress fixed on plywood support and upholstered in skay
- Reclining handrail
- IV support adjustable in height
- 125mm rolling wheels, two with brakes

CARRO CAMILLA DE URGENCIAS

- Estructura de acero inoxidable
- Cabecero regulable mediante cremallera
- Colchoneta fija en aglomerado y tapizado en skay
- Soporte de gotero regulable en altura
- Barandillas abatibles
- Soporte botella de oxígeno
- Bandeja porta - objetos
- Ruedas giratorias de 125mm, dos con freno



10050	200	75	85	40	1.28

URGENCIAS STRETCHER TROLLEY

- Stainless steel structure
- Adjustable headrest by rack system
- Mattress fixed on plywood support and upholstered in skay
- IV support adjustable in height
- Reclining side rails
- Oxygen bottle support
- Belongings tray
- 125mm Rolling wheels, two with brake



CARRO CAMILLA DE URGENCIAS

- Estructura de acero cromado
- Cabecero regulable mediante cremallera
- Camilla desmontable
- Lecho de aluminio, con colchoneta tapizada en skay
- Soporte gotero regulable en altura
- Barandillas abatibles
- Ruedas de 125mm, dos con freno

10103	200	62	85	32	1.05

URGENCIAS STRETCHER TROLLEY

- Chromed steel structure
- Removable mattress support
- Adjustable headrest by rack system
- Aluminum bed support and mattress upholstered in skay
- IV support adjustable in height
- Reclining side rails
- 125mm Rolling wheels, two with brake

CARRO CAMILLA DE URGENCIAS

- Estructura de acero cromado
- Cabecero regulable mediante cremallera
- Colchoneta fija en aglomerado y tapizado en skay
- Soporte gotero regulable en altura
- Barandillas abatibles
- Ruedas de 125mm, dos con freno



10105	195	75	85	35	1.24

URGENCIAS STRETCHER TROLLEY

- Chromed steel structure
- Adjustable headrest by rack system
- Mattress fixed on plywood support and upholstered in skay
- IV support adjustable in height
- Reclining side rails
- 125mm rolling wheels, two with brake



CARRO CAMILLA DE URGENCIAS

- Estructura de tubo acero cromado
- Cabecero regulable mediante cremallera
- Colchoneta fija en aglomerado y tapizado en skay
- Soporte gotero regulable en altura
- Barandillas abatibles
- Ruedas de 125mm, dos con freno

10107	205	68	85	35	1.18

URGENCIAS STRETCHER TROLLEY

- Chromed steel structure
- Adjustable headrest by rack system
- Mattress fixed on plywood support and upholstered in skay
- IV drip rod holder adjustable in height
- Reclining side rails
- 125mm Rolling wheels, two with brake

CARRO PARA TRASLADO DE CADÁVERES

- Estructura de acero inoxidable
- Lecho de acero inoxidable
- Dos empujadores
- Ruedas de 125mm, dos con freno



10114	202	65	80	35	1.05

MORTUARY TRANSFER TROLLEY

- Stainless steel structure
- Stainless steel bed support
- Two pushing handles
- 125mm rolling wheels, two with brake

CARRO DE LAVADO DE ENFERMOS

- Estructura de acero pintado Epoxy
- Altura regulable por sistema de bomba hidráulica de accionamiento a pedal
- Barandillas abatibles
- Plano superior fijo con cabecero regulable
- Colchoneta de PVC hermética y con orificio para desagüe
- Ruedas giratorias de 125mm, dos con freno



10300	195	75	57-90	45	0,83

SHOWER TROLLEY

- Painted steel Structure
- Adjustable in height by hydraulic pump system by pedal
- Retractable side rails
- Fixed upper level with adjustable headrest
- PVC watertight mattress with draining hole
- 125mm rolling wheels, two with brake


CARRO CAMILLA DE URGENCIAS

- _ Estructura de acero pintado
- _ Lecho de 2 secciones radiotransparente
- _ Colchoneta de goma espuma de alta densidad, tapizado en tela vinilica ignifugo (M1) antibacteriana
- _ Altura regulable mediante sistema hidráulico accionado a pedal
- _ Cabecero regulable mediante resorte a gas 90°
- _ Trendelemburg / Antitrendelemburg, (+ -16°)
- _ Protectores laterales en las 4 esquinas
- _ Barandillas abatibles y escamoteables
- _ Soporte gotero regulable en altura
- _ Ruedas de 200mm, dos con freno centralizado y servodireccionado
- _ Incluye una 5ª rueda para facilitar el manejo
- _ Asas para facilitar el manejo

URGENCIES STRETCHER TROLLEY

- _ Painted steel structure
- _ Two sections radiotranspirante
- _ High density foam mattress, antibacteria, fireproof, vinyl cloth upholstered
- _ Adjustable height by hydraulic pump system action by pedal
- _ Adjustable headrest by spring 90°
- _ Trendelemburg / Antitrendelemburg (+ -16°)
- _ bumper protection on each corner and lateral
- _ Retractable handrails
- _ IV support
- _ 200mm rolling wheels with centralized brake system
- _ Included a fifth wheel for easier movement
- _ Handles for easier movement and handling



					
10016	206	73	64-89	85	0,91

C/ Serranía de Cuenca, 10
Pol. Ind. El Olivar
28500 Arganda del Rey (Madrid) Spain
Telf.: 91 872 96 16
91 872 96 17
91 872 96 18
Fax: 91 872 00 40
info@inmoclinc.com
www.inmoclinc.com

