

1

CARROS CAMILLAS

STRETCHER TROLLEYS



ED4

inmoclinc 



in the world



Calidad
Quality



Medio Ambiente
Environment



Productos Sanitarios
Medical Devices



Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo, así como la transmisión y difusión en cualquier soporte o medio mecánico o electrónico, sin el permiso previo de INMOCLINC, S.A.

INMOCLINC, S.A. se reserva el derecho de modificar medidas y/o características de los productos de este catálogo sin previo aviso.

Esta edición sustituye a la anterior.

It is prohibited the total or partial reproduction of this catalogue, as well as the transmission and diffusion in any support or mechanical or electronic means totally, without the previous permission of INMOCLINC, S.A.

INMOCLINC, S.A. reserves the right to make modifications and improvements without previous notice.

This edition replaces the previous.




Indice

Index

4	Carros camilla de urgencias <i>Urgencies stretcher trolley</i>
14	Carro para traslado de cadáveres <i>Mortuary transfer trolley</i>
15	Carro de lavado de enfermos <i>Shower Trolley</i>
16	Fichas técnicas <i>Technical specifications</i>

21
84
56



10100

					
10100	210	84	56-88	120	0,99

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**CARRO CAMILLA DE URGENCIAS**

- Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- Lecho de 4 secciones radiotransparente, fabricado en HPL, espesor 10mm
- Sistema de guías que permite realizar placas RX en todo el lecho mediante un soporte porta-cassette
- Articulación del plano de rodilla (plano medio) mediante resorte a gas
- Plano de pies independiente con articulación mecánica (manual)
- Elevación en altura mediante sistema hidráulico 55-88cm
- Pedales bilaterales para la regulación en altura y tren/antitren
- Tren y antitren mediante accionamiento hidráulico (+/-12°)
- Colchoneta fabricada en material viscoelástico, ignífugo y antiestático (espesor: 8cm)
- Tapizado en tela vinílica, antibacteriana, resistente a la abrasión, ignífugo M1. Fácil de limpiar y de mantener

- Correa de sujeción para el paciente
- Freno centralizado y servodireccionado
- Ruedas de Ø200mm, dos de ellas antiestáticas
- 5ª rueda para facilitar los movimientos
- Empujadores ergonómicos
- Barandillas plegables con cierre de seguridad
- Soporte de suero, 4 ganchos, regulable en altura, fácil colocación en cualquiera de las 4 esquinas
- Soporte para drenajes
- Carenado inferior termoplástico, en ABS, que protege los mecanismos y facilita su limpieza, con 2 alojamientos para bombona de oxígeno y porta objetos

**¡IMPORTANTE!**Color único, solo se fabrica en **AZUL**

TECHNICAL CHARACTERISTICS**URGENCIES STRETCHER TROLLEY**

- _ Steel structure with epoxy coating
- _ 4 sections
- _ Lift system bed supported by columns
- _ Radiolucent bed, made of HPL, 10mm thickness
- _ Guide system that allow to perform RX plates around the bed by holder cassette support
- _ Knee section movement (middle section) by gas spring
- _ Independent footrest manually operated
- _ Hydraulic height adjustment: 55-88cm
- _ Two sided pedals for height adjustment, tren&reverse
- _ Trendelemburg & reverse operated by hydraulic system (+/-12°)
- _ High density viscoelastic mattresses, fire retardant and antistatic (thickness 8cm)
- _ Upholstered in vinyl, antibacterial, abrasion sesistant, M-1 class. Easy to clean and manteinance
- _ Body restraint strap
- _ Centralized break system
- _ ø200mm wheels, two of the antistatic
- _ Fifth wheel to easier the movement
- _ Ergonomic push handles
- _ Folding side rails with security lock
- _ IV support, four hooks, adjustable in height with insertion in four corners
- _ Thermoplastic lower base made in ABS, easy to clean with oxygen bottle suport and belongings tray

**IMPORTANT:**

Made only in **blue** colour




_Bandeja inferior porta objetos con soporte para botella de oxígeno

_Lower tray holder oxygen bottle holder





10016




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ CARRO CAMILLA DE URGENCIAS
- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Lecho de 2 secciones radiotransparente
- _ Colchoneta de goma espuma de alta densidad, tapizado en tela vinilica ignifugo (M1) antibacteriana
- _ Altura regulable mediante sistema hidráulico accionado a pedal
- _ Cabecero regulable mediante resorte a gas 90°
- _ Trendelemburg / Antitrendelemburg, (+ -16°)
- _ Protectores laterales en las cuatro esquinas
- _ Barandillas plegables
- _ Soporte gotero regulable en altura
- _ Ruedas de 200mm, con freno centralizado y servo-direccionado
- _ Incluye una 5ª rueda para facilitar el manejo
- _ Asas para facilitar el manejo
- _ Bandeja inferior porta objetos con soporte para botella de oxígeno

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ URGENCIES STRETCHER TROLLEY
- _ Steel structure with epoxy coating
- _ Two sections radiolucent
- _ High density foam mattress, antibacteria, fireproof, vinyl upholstered
- _ Adjustable height by hydraulic pump system by pedal action
- _ Adjustable headrest by gas spring 90°
- _ Trendelemburg / Antitrendelemburg (+ -16°)
- _ Bumper protection on each corner and lateral
- _ Folding side rails
- _ IV support adjustable in height
- _ 200mm rolling wheels with centralized brakes system
- _ Included a fifth wheel for easier movement
- _ Handles for easier movement
- _ Lower tray with oxygen bottle holder



¡IMPORTANTE!

Color único, solo se fabrica en AZUL



IMPORTANT:

Made only in blue colour



_Bandeja inferior porta objetos con soporte para botella de oxígeno


_Lower tray holder oxygen bottle holder



					
10016	210	80	64-94	85	0,91



10005



_Barandillas abatibles

_Reclining side rails

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARRO CAMILLA DE URGENCIAS

- _Estructura de acero con revestimiento en Epoxy
- _Altura regulable mediante sistema de bomba hidráulica accionado a pedal
- _Cabecero regulable mediante cremallera
- _Colchoneta fija en aglomerado y tapizada en skay
- _Barandillas abatibles
- _Soporte gotero regulable en altura
- _Ruedas de 125mm, dos con freno

TECHNICAL CHARACTERISTICS

URGENCIES STRETCHER TROLLEY

- _Steel structure with epoxy coating
- _Adjustable in height by hydraulic pump system by pedal action
- _Adjustable headrest by rack system
- _Mattress fixed on plywood support and upholstered in skay
- _Retractable handrails
- _IV support adjustable in height
- _125mm rolling wheels, two with brakes



¡IMPORTANTE! En caso de no especificar-se color, por defecto se entenderá **NEGRO**




IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.



10006


_Barandillas plegables

_Folding side rails




_Soporte direccional

_Directional support




_Ruedas de 125mm

_125mm rolling wheels




	 cm	 cm	 cm	 kg	 m ²
10005	210	66	50-90	75	0,69
10006	210	66	50-90	75	0,69

Colores | Colours



10050

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- _ CARRO CAMILLA DE URGENCIAS
- _ Estructura de acero inoxidable
- _ Cabecero regulable mediante cremallera
- _ Colchoneta fija en aglomerado y tapizado en skay
- _ Soporte de gotero regulable en altura
- _ Barandillas abatibles
- _ Soporte botella de oxígeno
- _ Bandeja porta – objetos
- _ Ruedas giratorias de 125mm, dos con freno

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ URGENCIES STRETCHER TROLLEY
- _ Stainless steel structure
- _ Adjustable headrest by rack system
- _ Mattress fixed on plywood support and upholstered in skay
- _ IV support adjustable in height
- _ Retractable side rails
- _ Oxygen bottle support
- _ Belongings tray
- _ 125mm Rolling wheels, two with brakes



_Ruedas de 125mm

_Wheels of 125mm

¡IMPORTANTE! En caso de no especificar-se color, por defecto se entenderá **NEGRO**

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

					
10050	200	75	85	40	1.28




_Barandillas abatibles

_Reclining side rails



_Cabecero regulable mediante cremallera

_Adjustable backrest by rack system



_Soporte botella de oxígeno

_Oxygen bottle support



_Bandeja porta-objetos

_Belongings tray

Colores | Colours


61	63	66	67	71	81	82	83	84	85	86	87



_Barandillas abatibles


_Reclining side rails

10105



_OPCIONAL: Soporte botella de oxígeno

_OPTIONAL: Oxygen bottle support



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- _CARRO CAMILLA DE URGENCIAS
- _Estructura de acero cromado
- _Cabecero regulable mediante cremallera
- _Colchoneta fija en aglomerado y tapizado en skay
- _Soporte gotero regulable en altura
- _Barandillas abatibles
- _Ruedas de 125mm, dos con freno

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _URGENCIES STRETCHER TROLLEY
- _Chromed steel structure
- _Adjustable headrest by rack system
- _Mattress fixed on plywood support and upholstered in skay
- _IV support adjustable in height
- _Reclining side rails
- _125mm rolling wheels, two with brakes


IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.



_Soporte Gotero


_Iv support

Colores / Colours





10107



_Barandillas abatibles

_Reclining side rails



10105	195	75	85	35	1.24
10107	205	68	85	35	1.18



_Cabecero regulable mediante cremallera

_Adjustable backrest by rack system



_Dos empujadores

_Two pushing handles



_Ruedas de 125mm

_Wheels of 125mm




10114



_Dos empujadores
_Two pushing handles



_Ruedas de 125mm
_Wheels of 125mm



- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- CARRO PARA TRASLADO DE CADÁVERES

Estructura de acero inoxidable

Lecho de acero inoxidable

Dos empujadores

Ruedas de 125 mm, dos con freno

- TECHNICAL CHARACTERISTICS
- MORTUARY TRANSFER TROLLEY

Stainless steel structure

Stainless steel bed support

Two pushing handles

125mm rolling wheels, two with brakes

					
10114	202	65	80	35	1.05
10300	195	75	57-90	45	0.83



_Inclinación de plano regulable por sistema de gas

_Adjustable tilty by gasspring system



10300



_Tapón y tubo de desagüe

_Tap and draining tube

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _CARRO DE LAVADO DE ENFERMOS
- _Estructura de acero inoxidable y pintado epoxy
- _Altura regulable por sistema de bomba hidráulica de accionamiento a pedal
- _Barandillas abatibles
- _Plano superior con cabecero regulable por cremallera
- _Colchoneta de PVC hermética y con orificio para desagüe
- _Tubo para desagüe 1m
- _Ruedas giratorias de 125mm dos con freno

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _SHOWER TROLLEY
- _Stainless steel and epoxy painted structure
- _Adjustable in height by hydraulic pump system by pedal action
- _Retractable side rails
- _Adjustable headrest by rack system
- _PVC watertight mattress with draining hole
- _Drain tube of 1m
- _125mm rolling wheels, two with brakes



CARRO CAMILLA DE URGENCIAS

- Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- Altura regulable mediante sistema de bomba hidráulica accionado a pedal
- Cabecero regulable mediante cremallera
- Colchoneta fija en aglomerado y tapizada en skay
- Barandillas abatibles
- Soporte gotero regulable en altura
- Ruedas de 125mm, dos con freno



10005	210	66	50-90	75	0.69

URGENCIAS STRETCHER TROLLEY

- Steel structure with epoxy coating
- Adjustable in height by hydraulic pump system by pedal action
- Adjustable headrest by rack system
- Mattress fixed on plywood support and upholstered in skay
- Reclining handrails
- IV support adjustable in height
- 125mm rolling wheels, two with brakes



CARRO CAMILLA DE URGENCIAS

- Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- Altura regulable mediante sistema de bomba hidráulica accionado a pedal
- Cabecero regulable mediante cremallera
- Colchoneta fija en aglomerado y tapizada en skay
- Barandillas plegables
- Soporte gotero regulable en altura
- Ruedas de 125mm, dos con freno

					
10006	210	66	50-90	75	0.69

URGENCIAS STRETCHER TROLLEY

- Steel structure with epoxy coating
- Adjustable in height by hydraulic pump system by pedal action
- Adjustable headrest by rack system
- Mattress fixed on plywood support and upholstered in skay
- Reclining handrail
- IV support adjustable in height
- 125mm rolling wheels, two with brakes

CARRO CAMILLA DE URGENCIAS

- Estructura de acero inoxidable
- Cabecero regulable mediante cremallera
- Colchoneta fija en aglomerado y tapizada en skay
- Soporte de gotero regulable en altura
- Barandillas abatibles
- Soporte botella de oxígeno
- Bandeja porta - objetos
- Ruedas giratorias de 125mm, dos con freno



					
10050	200	75	85	40	1.28

URGENCIAS STRETCHER TROLLEY

- Stainless steel structure
- Adjustable headrest by rack system
- Mattress fixed on plywood support and upholstered in skay
- IV support adjustable in height
- Reclining side rails
- Oxygen bottle support
- Belongings tray
- 125mm Rolling wheels, two with brake



CARRO CAMILLA DE URGENCIAS

- Estructura de acero cromado
- Cabecero regulable mediante cremallera
- Colchoneta fija en aglomerado y tapizada en skay
- Soporte gotero regulable en altura
- Barandillas abatibles
- Ruedas de 125mm, dos con freno

					
10105	195	75	85	35	1.24

URGENCIAS STRETCHER TROLLEY

- Chromed steel structure
- Adjustable headrest by rack system
- Mattress fixed on plywood support and upholstered in skay
- IV support adjustable in height
- Reclining side rails
- 125mm rolling wheels, two with brakes

CARRO CAMILLA DE URGENCIAS

- Estructura de tubo acero cromado
- Cabecero regulable mediante cremallera
- Colchoneta fija en aglomerado y tapizada en skay
- Soporte gotero regulable en altura
- Barandillas abatibles
- Ruedas de 125mm, dos con freno



					
10107	205	68	85	35	1.18

URGENCIAS STRETCHER TROLLEY

- Chromed steel structure
- Adjustable headrest by rack system
- Mattress fixed on plywood support and upholstered in skay
- IV support adjustable in height
- Reclining side rails
- 125mm Rolling wheels, two with brakes



CARRO PARA TRASLADO DE CADÁVERES

- Estructura de acero inoxidable
- Lecho de acero inoxidable
- Dos empujadores
- Ruedas de 125mm, dos con freno

					
10114	202	65	80	35	1.05

MORTUARY TRANSFER TROLLEY

- Stainless steel structure
- Stainless steel bed support
- Two pushing handles
- 125mm rolling wheels, two with brakes

CARRO DE LAVADO DE ENFERMOS

- Estructura de acero inoxidable y pintado Epoxy
- Altura regulable por sistema de bomba hidráulica de accionamiento a pedal
- Barandillas abatibles
- Inclinación de plano regulable por sistema de gas
- Plano superior con cabecero regulable por cremallera
- Colchoneta de PVC hermética y con orificio para desagüe
- Tubo para desagüe 1m
- Ruedas giratorias de 125mm, dos con freno



10300	195	75	57-90	45	0.83

SHOWER TROLLEY

- Stainless steel and epoxy painted structure
- Adjustable in height by hydraulic pump system by pedal action
- Retractable side rails
- Adjustable tilty gaspring system
- Fixed upper level with adjustable headrest
- PVC watertight mattress with draining hole
- Drain tube of 1m
- 125mm rolling wheels, two with brakes

CARRO CAMILLA DE URGENCIAS

- _Estructura de acero pintado
- _Lecho de 2 secciones radiotransparente
- _Colchoneta de goma espuma de alta densidad, tapizado en tela vinílica ignífugo (M1) antibacteriana
- _Altura regulable mediante sistema hidráulico accionado a pedal
- _Cabecero regulable mediante resorte a gas 90°
- _Trendelemburg / Antitrendelemburg, (+ -16°)
- _Protectores laterales en las 4 esquinas
- _Barandillas plegables
- _Soporte gotero regulable en altura
- _Bandeja inferior porta objetos con soporte para botella de oxígeno
- _Ruedas de 200mm, dos con freno centralizado y servodireccionado
- _Incluye una 5ª rueda para facilitar el manejo
- _Asas para facilitar el manejo

URGENCIAS STRETCHER TROLLEY

- _Painted steel structure
- _Two sections radiolucent
- _High density foam mattress, antibacteria, fireproof, vinyl upholstered
- _Adjustable height by hydraulic pump system by pedal action
- _Adjustable headrest by gas spring 90°
- _Trendelemburg / Antitrendelemburg (+ -16°)
- _Bumper protection on each corner and lateral
- _Folding handrails
- _IV support adjustable in height
- _Lower tray with oxygen bottle holder
- _200mm rolling wheels with centralized brake system
- _Included a fifth wheel for easier movement
- _Handles for easier movement



10016	210	80	64-94	85	0,91

CARRO CAMILLA DE URGENCIAS

- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Lecho de 4 secciones radiotransparente, fabricado en HPL, espesor 10mm
- _Sistema de guías que permite realizar placas RX en todo el lecho mediante un soporte porta-cassette
- _Articulación del plano de rodilla (plano medio) mediante resorte a gas
- _Plano de pies independiente con articulación mecánica (manual)
- _Elevación en altura mediante sistema hidráulico 55-88cm
- _Pedales bilaterales para la regulación en altura y tren/antitren
- _Tren y antitren mediante accionamiento hidráulico (+-12°)
- _Colchoneta fabricada en material viscoelástico, ignífugo y antiestático (espesor: 8cm)
- _Tapizado en tela vinílica, antibacteriana,

- resistente a la abrasión, ignífugo M1. Fácil de limpiar y de mantener
- _Correa de sujeción para el paciente
- _Freno centralizado y servodireccionado
- _Ruedas de ø200mm, dos de ellas antiestáticas
- _5ª rueda para facilitar los movimientos
- _Empujadores ergonómicos
- _Barandillas plegables con cierre de seguridad
- _Soporte de suero, 4 ganchos, regulable en altura, fácil colocación en cualquiera de las 4 esquinas
- _Soporte para drenajes
- _Carenado inferior termoplástico, en ABS, que protege los mecanismos y facilita su limpieza, con 2 alojamientos para bombona de oxígeno y porta objetos

URGENCIAS STRETCHER TROLLEY

- _Steel structure with epoxy coating
- _4 sections
- _Lift system bed supported by columns
- _Radiolucent bed, made of HPL, 10mm thickness
- _Guide system that allow to perform RX plates around the bed by holder cassette support
- _Knee section movement (middle section) by gas spring
- _Independent footrest manually operated
- _Hydraulic height adjustment: 55-88cm
- _Two sided pedals for height adjustment, tren&reverse
- _Trendelemburg & reverse operated by hydraulic system (+-12°)
- _High density viscoelastic mattress, fire retardant and antistatic (thickness 8cm)
- _Upholstered in vinyl, antibacterial,

- abrasion sesistant, M-1 class. Easy to clean and maintenance
- _Body restraint strap
- _Centralized break system
- _ø200mm wheels, two of the antistatic
- _Fifth wheel to easier the movement
- _Ergonomic push handles
- _Folding side rails with security lock
- _IV support, four hooks, adjustable in height with insertion in four corners
- _Thermoplastic lower base made in ABS, easy to clean with oxygen bottle suport and belongings tray



					
10100	210	84	56-88	120	0.99

CARROS
CAMILLAS

STRETCHER TROLLEYS

1

CARROS
CAMILLAS

STRETCHER TROLLEYS

C/ Serranía de Cuenca, 10
Pol. Ind. El Olivar
28500 Arganda del Rey (Madrid) Spain
Telf.: 91 872 96 16
91 872 96 17
91 872 96 18
Fax: 91 872 00 40
info@inmoclinc.com
www.inmoclinc.com