

12

TABURETES

STOOLS



ED4

inmoclinc 

inmoclinc

12



in the world



Calidad
Quality



Medio Ambiente
Environment



Productos Sanitarios
Medical Devices



CE

Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo, así como la transmisión y difusión en cualquier soporte o medio mecánico o electrónico, sin el permiso previo de INMOCLINC, S.A.

INMOCLINC, S.A. se reserva el derecho de modificar medidas y/o características de los productos de este catálogo sin previo aviso.

Esta edición sustituye a la anterior.

It is prohibited the total or partial reproduction of this catalogue, as well as the transmission and diffusion in any support or mechanical or electronic means totally, without the previous permission of INMOCLINC, S.A.

INMOCLINC, S.A. reserves the right to make modifications and improvements without previous notice.

This edition replaces the previous.

Depósito Legal: GU-311/2006



Indice

Index



4	Taburete de cirujano <i>Surgeon stool</i>
6	Taburete giratorio alto <i>High revolving stool</i>
8	Taburete giratorio bajo <i>Low revolving stool</i>
10	Taburete giratorio alto <i>High revolving stool</i>
11	Taburete giratorio bajo <i>Low revolving stool</i>
14	Taburete giratorio "Pony" <i>Saddle revolving stool</i>
16	Fichas técnicas <i>Technical specifications</i>

21
8
4
6
5

TABURETES / STOOLS

TABURETE DE CIRUJANO / SURGEON STOOL

23200



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Taburete de cirujano con soporte de brazos giratorio
- _Estructura de acero cromado
- _Asiento regulable en altura elevación a gas
- _Asiento con prevención ergonómica
- _Respaldo ergonómico ajustable en altura
- _Pena de aluminio con cinco ruedas giratorias con prevención anti-vuelco
- _Ruedas con freno generalizado
- _Con reposapiés
- _Soporte de brazos ajustable en altura, rotación completa de 360°

TECHNICAL CHARACTERISTICS


- _Surgeon stool with revolving armrest
- _Chromed steel structure
- _Adjustable height by gas spring
- _Tingling sensation and ergonomic prevention seat
- _Ergonomic adjustable back rest
- _Tilting prevention 5 legs aluminium base
- _Total break castors
- _Footrest ring
- _Ergonomic, height adjustable and revolving 360° armrest



23200 60 60 65-85 20 0,36


Negro | Black

30



_Pena fija

_Fix base



_Pena rodable

_Rolling base

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- _Taburete de cirujano con soporte de brazos giratorio
- _Estructura de acero cromado
- _Asiento regulable en altura elevación a gas
- _Tapizado en skay
- _Respaldo regulable en altura
- _Perna de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50mm



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

23210

_Soporte de brazos regulable en altura, rotación completa de 360°

_Adjustable armrest support in height with rotation 360°

23160

_Aro reposapiés

_Footrest ring

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Surgeon stool with revolving armrest
- _Chromed steel structure
- _Adjustable height by gas spring
- _Upholstered in skay
- _Adjustable backrest in height
- _Aluminium base with five rolling wheels of 50mm



IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

					
23160	50	50	52-72	8	0,13
23210	50	50	52-72	12	0,13

Colores | Colours

61	63	66	67	71	81	82	83	84	85	86	87
											

TABURETES / STOOLS

TABURETE GIRATORIO ALTO / HIGH REVOLVING STOOL



23101

_Aro reposapiés

_Footrest ring



23107



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura de acero cromado
- _Elevación a gas
- _Tapizado en skay
- _Respaldo regulable en altura
- _Peana de PVC color negro con cinco ruedas giratorias de 50mm



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Chromed steel structure
- _Gas spring elevation
- _Upholstered in skay
- _Backrest adjustable in height
- _Black PVC base with five rolling wheels of 50mm



IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

Colores | Colours

61	63	66	67	71	81	82	83	84	85	86	87

**23100**

_Aro reposapiés

_Footrest ring

**23106**

					
23100	50	50	62-87	10	0,22
23101	55	55	62-87	10	0,22
23106	50	50	62-87	9	0,22
23107	55	55	62-87	9	0,22

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura de acero cromado
- _Elevación a gas
- _Tapizado en skay
- _Respaldo regulable en altura
- _Pena de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50mm



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Chromed steel structure
- _Gas spring elevation
- _Upholstered in skay
- _Backrest adjustable in height
- _Aluminium base with five rolling wheels of 50mm



IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

TABURETES / STOOLS

TABURETE GIRATORIO BAJO / LOW REVOLVING STOOL



23119



23118



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ Estructura de acero cromado
- _ Elevación a gas
- _ Tapizado en skay
- _ Respaldo regulable en altura
- _ Perna de aluminio o PVC negro con cinco ruedas giratorias de 50mm



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ Chromed steel structure
- _ Gas spring elevation
- _ Upholstered in skay
- _ Backrest adjustable in height
- _ Aluminium base or Black PVC base with five rolling wheels of 50mm



IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

					
23104	50	50	52-69	6	0,13
23105	50	50	52-69	7	0,20
23118	50	50	55-74	7	0,20
23119	55	55	55-74	7	0,20

Colores / Colours

61	63	66	67	71	81	82	83	84	85	86	87
											

inmoclinc 
Furniture for your health

**I23105**

- _Respaldo regulable en altura
- _Backrest adjustable in height

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- _Estructura de acero cromado
- _Elevación a gas que se activa con el pie pulsando el volante situado bajo la base del taburete
- _Tapizado en skay
- _Pena de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50mm



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Chromed steel structure
- _Upholstered in skay
- _Gas spring elevation activated by pressing with foot steering wheel located under stool base
- _Aluminium base with five rolling wheels of 50mm



IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

**I23104**

TABURETES / STOOLS

TABURETE GIRATORIO ALTO / HIGH REVOLVING STOOL



23102



23103



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ Estructura de acero cromado
- _ Elevación a gas
- _ Aro reposapiés
- _ Tapizado en skay
- _ Perna de aluminio o PVC negro con cinco ruedas giratorias de 50mm



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ Chromed steel structure
- _ Gas spring elevation
- _ Footrest ring
- _ Upholstered in skay
- _ Aluminium base or black PVC base with five rolling wheels of 50mm



IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

Colores / Colours

61	63	66	67	71	81	82	83	84	85	86	87



23121

23122



					
23102	55	55	62-87	8	0,16
23103	50	50	62-87	8	0,22
23121	50	50	55-74	5	0,14
23122	55	55	55-74	5	0,14

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura de acero cromado
- _Elevación a gas
- _Tapizado en skay
- _Peana de aluminio o PVC negro con cinco ruedas giratorias de 50mm



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Chromed steel structure
- _Gas spring elevation
- _Upholstered in skay
- _Aluminium base or black PVC base with five rolling wheels of 50mm



IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

TABURETES / STOOLS

TABURETE GIRATORIO BAJO / LOW REVOLVING STOOL



23130

- _Estructura de acero inoxidable
- _Stainless steel structure

23131

- _Estructura de acero inoxidable
- _Stainless steel structure

23127

- _Estructura de acero cromado
- _Chromed steel structure

23129

- _Estructura de acero cromado
- _Chromed steel structure

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Elevación manual mediante husillo
- _Tapizado en skay
- _Peana de aluminio o PVC negro con cinco ruedas giratorias de 50mm


¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Height adjustable manually by screw
- _Upholstered in skay
- _Aluminium base or black PVC base with five rolling wheels of 50mm

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

Colores / Colours



					
23127	50	50	52-68	3	0,13
23129	55	55	52-68	3	0,13
23130	50	50	52-68	3	0,13
23131	55	55	52-68	3	0,13

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Estructura de acero cromado
- Elevación a gas
- Asiento de espuma poliuretano (inyectada) color negro
- Perna de aluminio o PVC negro con cinco ruedas giratorias de 50mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- *Chromed steel structure*
- *Black Polyurethane (injected) foam seat*
- *Gas spring elevation*
- *Aluminium base or black PVC base with five rolling wheels of 50mm*

					
23189	55	55	55-74	6	0,14
23192	50	50	55-74	6	0,14
23195	55	55	55-74	6	0,14
23198	50	50	55-74	6	0,14

Negro  Black

TABURETES / STOOLS

TABURETE GIRATORIO "PONY" / SADDLE REVOLVING STOOL



23170



23173



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ Estructura de acero cromado
- _ Elevación a gas
- _ Tapizado en Skay
- _ Asiento basculante
- _ Perna de aluminio o PVC negro con cinco ruedas giratorias de 50mm



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ Chromed steel structure
- _ Gas spring elevation
- _ Upholstered in Skay
- _ Tilting seat
- _ Aluminium base or black PVC base with five rolling wheels of 50mm



IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

23170	50	50	60-86	8	0,15
23173	55	55	60-86	8	0,18
23180	50	50	60-86	8	0,15
23183	55	55	60-86	8	0,18



|23180

|23183

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura de acero cromado
- Elevación a gas
- Tapizado en Skay
- Asiento Basculante
- Respaldo regulable en altura y basculante
- Perna de aluminio o PVC negro con cinco ruedas giratorias de 50mm

 **¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Chromed steel structure
- Gas spring elevation
- Upholstered in Skay
- Tilting seat
- Height adjustable and tilting backrest
- Aluminium base or black PVC base with five rolling wheels of 50mm

 **IMPORTANT:** Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

**Colores | Colours**

61	63	66	67	71	81	82	83	84	85	86	87
											

TABURETES / STOOLS

FICHAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS



TABURETE GIRATORIO ALTO

_Estructura de acero cromado
 _Elevación a gas
 _Aro reposapiés
 _Tapizado en skay
 _Respaldo regulable en altura
 _Pena de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50mm

HIGH REVOLVING STOOL

_Chromed steel structure
 _Gas spring elevation
 _Footrest ring
 _Upholstered in skay
 _Backrest adjustable in height
 _Aluminium base with five rolling wheels of 50mm

23100	50	50	62-87	10	0,22



TABURETE GIRATORIO ALTO

_Estructura de acero cromado
 _Elevación a gas
 _Aro reposapiés
 _Tapizado en skay
 _Pena de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50mm

HIGH REVOLVING STOOL

_Chromed steel structure
 _Gas spring elevation
 _Footrest ring
 _Upholstered in skay
 _Aluminium base with five rolling wheels of 50mm

23103	50	50	62-87	8	0,22



TABURETE GIRATORIO ALTO

_Estructura de acero cromado
 _Elevación a gas
 _Tapizado en skay
 _Respaldo regulable en altura
 _Pena de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50 mm

HIGH REVOLVING STOOL

_Chromed steel structure
 _Gas spring elevation
 _Upholstered in skay
 _Height adjustable backrest
 _Aluminium base with five rolling wheels of 50mm

23106	50	50	62-87	9	0,22



TABURETE GIRATORIO ALTO

_Estructura de acero cromado
 _Elevación a gas
 _Aro reposapiés
 _Tapizado en skay
 _Respaldo regulable en altura
 _Pena de PVC color negro con cinco ruedas giratorias de 50mm

HIGH REVOLVING STOOL

_Chromed steel structure
 _Gas spring elevation
 _Footrest ring
 _Upholstered in skay
 _Backrest adjustable in height
 _Black PVC base with five rolling wheels of 50mm

23101	55	55	62-87	10	0,22



TABURETE GIRATORIO ALTO

_Estructura de acero cromado
 _Elevación a gas
 _Aro reposapiés
 _Tapizado en skay
 _Pena de PVC color negro con cinco ruedas giratorias de 50mm

HIGH REVOLVING STOOL

_Chromed steel structure
 _Gas spring elevation
 _Footrest ring
 _Upholstered in skay
 _Black PVC base with five rolling wheels of 50mm

23102	55	55	62-87	8	0,16



TABURETE GIRATORIO ALTO

_Estructura de acero cromado
 _Elevación a gas
 _Tapizado en skay
 _Respaldo regulable en altura
 _Pena de PVC color negro con cinco ruedas giratorias de 50mm

HIGH REVOLVING STOOL

_Chromed steel structure
 _Gas spring elevation
 _Upholstered in skay
 _Height adjustable backrest
 _Black PVC base with five rolling wheels of 50mm

23107	55	55	62-87	9	0,22



TABURETE GIRATORIO BAJO

_Estructura de acero cromado
 _Elevación a gas
 _Tapizado en skay
 _Respaldo regulable en altura
 _Pena de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50mm

LOW REVOLVING STOOL

_Chromed steel structure
 _Gas spring elevation
 _Upholstered in skay
 _Height adjustable backrest
 _Aluminium base with five rolling wheels of 50mm

23118	50	50	55-74	7	0,20



TABURETE GIRATORIO BAJO

_Estructura de acero cromado
 _Elevación a gas
 _Tapizado en skay
 _Respaldo regulable en altura
 _Pena de PVC color negro con cinco ruedas giratorias de 50mm

LOW REVOLVING STOOL

_Chromed steel structure
 _Upholstered in skay
 _Gas spring elevation
 _Height adjustable backrest
 _Black PVC base with five rolling wheels of 50mm

23119	55	55	55-74	7	0,20

TABURETE GIRATORIO BAJO

- Estructura de acero cromado
- Elevación a gas
- Tapizado en skay
- Peana de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50mm



LOW REVOLVING STOOL

- Chromed steel structure
- Gas spring elevation
- Upholstered in skay
- Aluminium base with five rolling wheels of 50mm

					
23121	50	50	55-74	5	0,14

TABURETE GIRATORIO BAJO

- Estructura de acero cromado
- Elevación a gas
- Tapizado en skay
- Peana de PVC color negro con cinco ruedas giratorias de 50mm



LOW REVOLVING STOOL

- Chromed steel structure
- Gas spring elevation
- Upholstered in skay
- Black PVC base with five rolling wheels of 50mm

					
23122	55	55	55-74	5	0,14

TABURETE GIRATORIO BAJO

- Estructura de acero cromado
- Elevación manual mediante husillo
- Tapizado en skay
- Peana de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50mm



LOW REVOLVING STOOL

- Chromed steel structure
- Height adjustable manually by screw
- Upholstered in skay
- Aluminium base with five rolling wheels of 50mm

					
23127	50	50	52-68	3	0.13

TABURETE GIRATORIO BAJO

- Estructura de acero cromado
- Elevación manual mediante husillo
- Tapizado en skay
- Peana de PVC color negro con cinco ruedas giratorias de 50mm



LOW REVOLVING STOOL

- Chromed steel structure
- Height adjustable manually by screw
- Upholstered in skay
- Black PVC base with five rolling wheels of 50mm

					
23129	55	55	52-68	3	0.13

TABURETE GIRATORIO BAJO

- Estructura de acero inoxidable
- Elevación manual mediante husillo
- Tapizado en skay
- Peana de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50mm



LOW REVOLVING STOOL

- Stainless steel structure
- Height adjustable manually by screw
- Upholstered in skay
- Aluminium base with five rolling wheels of 50mm

					
23130	50	50	52-68	3	0.13

TABURETE GIRATORIO BAJO

- Estructura de acero inoxidable
- Elevación manual mediante husillo
- Tapizado en skay
- Peana de PVC color negro con cinco ruedas giratorias de 50mm



LOW REVOLVING STOOL

- Stainless steel structure
- Height adjustable manually by screw
- Upholstered in skay
- Black PVC base with five rolling wheels of 50mm

					
23131	55	55	52-68	3	0.13

TABURETE GIRATORIO BAJO

- Estructura de acero cromado
- Elevación a gas activada con el pie pulsando el volante situado bajo la base del taburete
- Tapizado en skay
- Peana de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50mm



LOW REVOLVING STOOL

- Chromed steel structure
- Gas spring elevation activated by pressing with foot steering wheel located under stool base
- Upholstered in skay
- Aluminium base with five rolling wheels of 50mm

					
23104	50	50	52-69	6	0.13

TABURETE GIRATORIO BAJO

- Estructura de acero cromado
- Elevación a gas que se activa con el pie pulsando el volante situado bajo la base del taburete
- Tapizado en skay
- Respaldo regulable en altura
- Peana de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50mm



LOW REVOLVING STOOL

- Chromed steel structure
- Gas spring elevation activated by pressing with foot steering wheel located under stool base
- Upholstered in skay
- Height adjustable backrest
- Aluminium base with five rolling wheels of 50mm

					
23105	50	50	52-69	7	0.13

TABURETES / STOOLS

FICHAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS



TABURETE GIRATORIO BAJO

_Estructura de acero cromado
 _Elevación a gas
 _Tapizado en Skay
 _Respaldo regulable en altura
 _Aro reposapiés
 _Peana de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50mm

LOW REVOLVING STOOL

_Chromed steel structure
 _Gas spring elevation
 _Upholstered in Skay
 _Backrest adjustable in height
 _Footrest ring
 _Aluminium base with five rolling wheels of 50 mm

					
23160	50	50	52-72	8	0,13



TABURETE GIRATORIO "PONY"

_Estructura de acero cromado
 _Elevación a gas
 _Tapizado en Skay
 _Asiento Basculante
 _Peana de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50mm

SADDLE REVOLVING STOOL

_Chromed steel structure
 _Gas spring elevation
 _Upholstered in Skay
 _Tilting seat
 _Aluminium base with five rolling wheels of 50mm

					
23170	50	50	60-86	8	0.15



TABURETE GIRATORIO "PONY"

_Estructura de acero cromado
 _Elevación a gas
 _Tapizado en Skay
 _Asiento Basculante
 _Peana de PVC color negro con cinco ruedas giratorias de 50 mm

SADDLE REVOLVING STOOL

_Chromed steel structure
 _Gas spring elevation
 _Upholstered in Skay
 _Tilting seat
 _Black PVC base with five rolling wheels of 50mm

					
23173	55	55	60-86	8	0,18



TABURETE GIRATORIO "PONY"

_Estructura de acero cromado
 _Elevación a gas
 _Tapizado en Skay
 _Asiento Basculante
 _Respaldo regulable en altura y basculante
 _Peana de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50mm

SADDLE REVOLVING STOOL

_Chromed steel structure
 _Gas spring elevation
 _Upholstered in Skay
 _Tilting seat
 _Height adjustable and tilting backrest
 _Aluminium base with five rolling wheels of 50mm

					
23180	50	50	60-86	8	0,15



TABURETE GIRATORIO "PONY"

_Estructura de acero cromado
 _Elevación a gas
 _Tapizado en Skay
 _Asiento Basculante
 _Respaldo regulable en altura y basculante
 _Peana de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50 mm

SADDLE REVOLVING STOOL

_Chromed steel structure
 _Gas spring elevation
 _Upholstered in Skay
 _Tilting seat
 _Height adjustable and tilting backrest
 _Black PVC base with five rolling wheels of 50mm

					
23183	55	55	60-86	8	0.18



TABURETE GIRATORIO BAJO

_Estructura de acero cromado
 _Elevación a gas
 _Asiento de espuma poliuretano (inyectada) color negro
 _Peana de PVC color negro con cinco ruedas giratorias de 50mm

LOW REVOLVING STOOL

_Chromed steel structure
 _Upholstered in skay
 _Gas spring elevation
 _Black Polyurethane (injected) foam seat
 _Black PVC base with five rolling wheels of 50mm

					
23195	55	55	55-74	6	0.14



TABURETE GIRATORIO BAJO

_Estructura de acero cromado
 _Elevación a gas
 _Asiento de espuma poliuretano (inyectada) color negro
 _Peana de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50mm

LOW REVOLVING STOOL

_Chromed steel structure
 _Gas spring elevation
 _Black Polyurethane (injected) foam seat
 _Aluminium base with five rolling wheels of 50mm

					
23198	50	50	55-74	6	0.14



TABURETE GIRATORIO BAJO

_Estructura de acero cromado
 _Elevación a gas
 _Asiento de espuma poliuretano (inyectada) color negro
 _Peana de PVC color negro con cinco ruedas giratorias de 50mm

LOW REVOLVING STOOL

_Chromed steel structure
 _Gas spring elevation
 _Black Polyurethane (injected) foam seat
 _Black PVC base with five rolling wheels of 50mm

					
23189	55	55	55-74	6	0.14

TABURETE GIRATORIO BAJO

- Estructura de acero cromado
- Elevación a gas
- Asiento de espuma poliuretano (inyectada) color negro
- Perna de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50mm



LOW REVOLVING STOOL

- Chromed steel structure
- Gas spring elevation
- Black Polyurethane (injected) foam seat
- Aluminium base with five rolling wheels of 50mm

					
23192	50	50	55-74	6	0,14

TABURETE DE CIRUJANO CON SOPORTE DE BRAZOS GIRATORIO

- Estructura de acero cromado
- Asiento regulable en altura elevación a gas
- Asiento con prevención ergonómica
- Respaldo ergonómico ajustable en altura
- Perna de aluminio con cinco ruedas giratorias con prevención anti-vuelco
- Ruedas con freno generalizado
- Con reposapiés
- Soporte de brazos ajustable en altura, rotación completa de 360°



SURGEON STOOL WITH REVOLVING ARMREST

- Chromed steel structure
- Adjustable height by gas spring
- Tingling sensation and ergonomic prevention seat
- Ergonomic adjustable back rest
- Tilting prevention 5 legs
- aluminium base
- Total break castors
- Footrest ring
- Ergonomic, height adjustable and revolving 360° armrest

23200	60	60	65-85	20	0,36

TABURETE DE CIRUJANO CON SOPORTE DE BRAZOS GIRATORIO

- Estructura de acero cromado
- Asiento regulable en altura elevación a gas
- Tapizado en skay
- Respaldo regulable en altura
- Soporte de brazos regulables en altura, rotación completa de 360°
- Perna de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50mm



SURGEON STOOL WITH REVOLVING ARMREST

- Chromed steel structure
- Adjustable height by gas spring
- Upholstered in skay
- Adjustable backrest in height
- Adjustable armrest support in height with rotation 360°
- Aluminium base with five rolling wheels of 50mm

					
23210	50	50	52-72	12	0.13

TABURETES

STOOLS

12

C/ Serranía de Cuenca, 10
Pol. Ind. El Olivar
28500 Arganda del Rey (Madrid) Spain
Telf.: 91 872 96 16
91 872 96 17
91 872 96 18
Fax: 91 872 00 40
info@inmocline.com
www.inmocline.com