


11



SILLONES

ARMCHAIRS

inmoclinc 



CONFIAMOS EN INMOCLINC Trust in Inmoclinc



**Calidad
Quality**



**Medio Ambiente
Environment**



**Productos Sanitarios
Medical Devices**



CE

Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo, así como la transmisión y difusión en cualquier soporte o medio mecánico o electrónico, sin el permiso previo de INMOCLINC, S.A.

INMOCLINC, S.A. se reserva el derecho de modificar medidas y/o características de los productos de este catálogo sin previo aviso.

Esta edición sustituye a la anterior.

It is prohibited the total or partial reproduction of this catalogue, as well as the transmission and diffusion in any support or mechanical or electronic means totally, without the previous permission of INMOCLINC, S.A.

INMOCLINC, S.A. reserves the right to make modifications and improvements without previous notice.

This edition replaces the previous.

Depósito Legal: GU-311/2006



Indice

Index



4	Sillón para extracciones de sangre <i>Blood extractions armchair</i>
6	Sillón para diálisis <i>Haemodialysis armchair</i>
8	Sillón para extracciones de sangre <i>Blood extractions armchair</i>
12	Sillón para podología <i>Chiropodist armchair</i>
15	Sillón convertible en cama <i>Patient's armchair convertible in bed</i>
16	Sillón de descanso para enfermo y acompañante <i>Hospital patient's and companion's resting armchair</i>
18	Fichas técnicas <i>Technical specifications</i>

21
84
65



SILLONES / ARMCHAIRS

SILLON PARA EXTRACCIONES / BLOOD EXTRACTION ARMCHAIR

21255

_Regulable en altura hidráulicamente de 55cm a 85cm

_Hydraulic adjustable height from 55cm to 85cm



21250	172	80	55-85	35	0,76
21255	180	80	55-85	45	0,84



_Posición trendelenburg / antitren

_Trendelenburg / antitren position



_Posición horizontal

_Horizontal position






21250

_Regulable en altura eléctricamente de 55cm a 85cm

_Electrical adjustable height from 55cm to 85cm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- _Estructura acero pintado
- _Respaldo y reposa-pies articulados mediante resorte de gas
- _Asiento inclinación eléctrica
- _Trendelemburg / antitren
- _Brazos en forma de teja, regulables en altura, giratorios y reclinables con fijación mediante maneta
- _Ruedas retráctiles ocultas con sistema de bloqueo

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Painted steel structure
- _Backrest and footrest gas-spring operated
- _Electric reclining seat
- _Trendelemburg / antitrendelemburg
- _Fully adjustable armrests
- _Withdrawing-hidden wheels with blocking system


¡IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.



_Brazo regulable

_Adjustable arm rest

Colores / Colours



SILLONES / ARMCHAIRS

SILLON PARA DIALISIS / HAEMODIALYSIS ARMCHAIR



21185




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ Estructura acero pintado
- _ Soportes de pies extensibles
- _ Soportes de brazos escamotables y giratorios
- _ Mando de control eléctrico con accionamiento individual y sincronizado
- _ Sistema de memorias predeterminadas
- _ Ruedas de 125mm con sistema de freno centralizado

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ Painted steel structure
- _ Unfolding feet support
- _ Revolving and folding arm support
- _ Electric device with either synchronized or individual action control
- _ Predetermined memory system
- _ Revolving wheels of 125mm with centralized brake system



					
21185	185	60	54-83	70	0,65

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

inmoclinc 
Furniture for your health



SILLONES / ARMCHAIRS

SILLON PARA DIALISIS / HAEMODIALYSIS ARMCHAIR

_Posición de Trendelemburg y antitrendelemburg eléctrico

_Electric Trendelemburg and antitrendelemburg position



_Respaldo abatible eléctricamente hasta 90°

_Electric reclining backrest till 90°



_Reposa piernas abatible eléctricamente

_Electric folding legs rest

_Altura regulable eléctricamente de 54cm a 83cm

_Electric height adjustment from 54cm to 83cm

Colores / Colours


61	62	63	64	65	66	67

SILLONES / ARMCHAIRS

SILLON DE EXTRACCIONES DE SANGRE / BLOOD EXTRACTION ARMCHAIR



21184



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura acero pintado
- _Respaldo y piecero articulados mediante resorte de gas
- _Varias posiciones
- _Reposa brazos giratorios y regulables en altura
- _Altura del asiento 50cm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Painted steel structure
- _Backrest and footrest gas-spring operated
- _Different optional positions
- _Rolling armrests adjustable in height
- _Height of seat 50cm

					
21184	172	60	120	32	0,51



_Mesas auxiliares abatibles y regulables en altura

_Auxiliary reclining and adjustable in height tables



SILLONES / ARMCHAIRS

SILLON PARA EXTRACCIONES / BLOOD EXTRACTIONS ARMCHAIR



21180

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura acero cromado
- _Respaldo y piecero articulados hasta la posición de horizontal
- _Reposabrazos regulables y desmontables
- _Largo extendido: 165cm
- _Altura del asiento 60cm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Chromed steel structure
- _Manual adjustable backrest and footrest to horizontal position
- _Adjustable and removable armrest
- _Length of seat extended: 165cm
- _Height of seat 60cm

					
21180	60	80	135	25	0,60
21182	60	80	135	25	0,60



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**



IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.



SILLONES / ARMCHAIRS

SILLON PARA EXTRACCIONES DE SANGRE / BLOOD EXTRACTIONS ARMCHAIR



21182

_Tapizado Ergonómico
_Ergonomic upholstery

Colores / Colours

41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura acero pintado
- _Respaldo articulado mediante resorte a gas
- _Asiento inclinación eléctrica
- _Reposa-piernas independientes regulables mediante resorte a gas
- _Trendelenburg /antitren
- _Brazos abatibles
- _Ruedas retráctiles ocultas con sistema de bloqueo



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Painted steel structure
- _Back rest gas spring operated
- _Electric reclining seat
- _Two independent gas spring adjustable leggings
- _Trendelenburg /antitren
- _Folding arms
- _Withdrawing-hidden wheels with blocking system




IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.




- _Regulable en altura hidráulicamente de 55cm a 85cm
- _Hydraulic adjustable height from 55cm to 85cm

21210



- _Brazos abatibles
- _Folding arms



- _Ruedas retráctiles ocultas con sistema de bloqueo
- _Withdrawing-hidden wheels with blocking system



SILLONES / ARMCHAIR

SILLON PARA PODOLOGIA / CHIROPDIST ARMCHAIR



_Posición horizontal

_Horizontal position

_Reposapiés Independientes



_Independent resting-feet



_Regulable en altura eléctricamente de 55cm a 85cm


_Electrical adjustable height from 55cm to 85cm

21215



					
21210	180	85	55-85	45	0,84
21215	180	85	55-85	45	0,84

Colores / Colours



SILLONES / ARMCHAIRS

SILLON PARA PODOLOGIA / CHIROPODIST ARMCHAIR

21203



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura de acero cromado
- _Respaldo articulado mediante resorte a gas hasta la posición de horizontal
- _Pieceros articulados, regulables manualmente
- _Apoya pies regulable en altura
- _Brazos fijos
- _Altura de asiento 60cm

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Chromed steel structure
- _Back rest spring operated until horizontal position
- _Manually adjustable footrest
- _Footrest adjustable in height
- _Fixed armrest
- _Height of seat 60cm

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

21203	120	55	112	19	0,53

Colores / Colours

41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

inmoclinc

Furniture for your health



21157



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ Estructura acero pintado
- _ Dividido en tres secciones
- _ Sillón, sillón con pies estirados o (Sillón y piecero articulados hasta la posición horizontal)
- _ sillón convertible en cama horizontal
- _ Somier extensible y escamoteable
- _ Altura de Asiento: 35cm
- _ Largo extendido: 180cm.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ Painted steel structure
- _ Divided in three sections
- _ Chair, extendible and folding-in feet-rest section
- _ It becomes a full horizontal bed
- _ Height of seat 35cm
- _ Extendable Length: 180cm

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

¡IMPORTANTE! En caso de no especificar-se color, por defecto se entenderá **NEGRO**

21157	180	80	90	25	0,60

Colores / Colours

61	62	63	64	65	66	67

SILLONES / ARMCHAIRS

SILLONES DE DESCANSO / HOSPITAL PATIENT'S RESTING ARMCHAIR

21154



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ SILLON DE DESCANSO PARA ENFERMO
- _ Estructura acero pintado
- _ Respaldo abatible a gas
- _ Reposa brazos abatibles
- _ Reposapiés escamoteables bajo el asiento con soporte de pies metálico
- _ Ruedas de 100mm dos de ellas con freno
- _ Altura del asiento 45cm


¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ HOSPITAL PATIENT'S RESTING ARMCHAIR
- _ Painted steel structure
- _ Reclining backrest gas-spring operated
- _ Folding armrest
- _ Retractable footrest under the seat
- _ 100mm rolling wheels. Two with brakes.
- _ Height of seat 45cm

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

Colores / Colours





_OPCIONAL: Reposacabezas con orejeras (Ref 21158.01)

_OPTIONAL: Headrest cushion (Code: 21158.01)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _SILLON DE DESCANSO PARA ENFERMO Y ACOMPAÑANTE
- _Estructura acero pintado
- _Respaldo abatible a gas
- _Reposabrazos abatibles
- _Reposapiés escamoteables bajo el asiento
- _Altura del asiento 45 cm

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _HOSPITAL PATIENT'S AND COMPANION'S RESTING ARMCHAIR
- _Painted steel structure
- _Reclining backrest gas-spring operated
- _Folding armrest
- _Retractable footrest under the seat
- _Height of seat 45cm

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

					
21154	69	83	120	40	0,69
21158	69	83	110	30	0,63



21158

**SILLON PARA EXTRACCIONES DE SANGRE**

Estructura acero pintado
Respaldo y reposa-pies articulados mediante resorte de gas
Asiento inclinación eléctrico
Trendelemburg / antitren
Regulable en altura hidráulicamente
Brazos en forma de teja, regulables en altura, giratorios y reclinables con fijación mediante maneta
Ruedas retráctiles ocultas con sistema de bloqueo

BLOOD EXTRACTION ARMCHAIR

Painted steel structure
Backrest and footrest gas-spring operated
Electric reclining seat
Trendelemburg / antitren
Hydraulic adjustable height
Fully adjustable armrests
Withdrawing-hidden wheels with blocking system

					
21255	180	80	55-85	45	0.84

**SILLON PARA EXTRACCIONES DE SANGRE**

Estructura acero pintado
Respaldo, asiento y reposa-pies articulados mediante resorte de gas
Trendelemburg / antitren
Regulable en altura eléctricamente
Brazos en forma de teja, regulables en altura, giratorios y reclinables con fijación mediante maneta
Ruedas retráctiles ocultas con sistema de bloqueo

BLOOD EXTRACTION ARMCHAIR

Painted steel structure
Backrest, seat and footrest gas-spring operated
Trendelemburg / antitren
Electrical adjustable height
Fully adjustable armrests
Withdrawing-hidden wheels with blocking system

					
21250	180	80	55-85	45	0.84

**SILLON PARA DIALISIS**

Estructura acero pintado
Altura regulable eléctricamente
Respaldo abatible eléctricamente hasta 90°
Posición de Trendelemburg y antitrendelemburg eléctrico
Reposapiernas abatible eléctricamente
Soportes de pies extensibles
Soportes de brazos escamotables y giratorios
Mando de control eléctrico con accionamiento individual y sincronizado
Sistema de memorias predeterminadas
Ruedas de 125mm con sistema de freno centralizado

HAEMODIALYSIS ARMCHAIR

Painted steel structure
Electric height adjustment
Electric reclining backrest till 90°
Electric Trendelemburg and antitrendelemburg position
Electric folding legs rest
Extensive feet support
Revolving and folding arm support
Electric device with either synchronized or individual action control
Predetermined memory system
Revolving wheels of 125 mm with centralized brake system

21185	185	60	54-83	70	0.65

**SILLON PARA EXTRACCIONES DE SANGRE**

Estructura acero pintado
Respaldo Y Piecero articulados mediante resorte de gas
Varías posiciones
Reposapiernas giratorios y regulables en altura
Mesas auxiliares abatibles y regulables en altura
Altura de asiento 50cm

BLOOD EXTRACTION ARMCHAIR

Painted steel structure
Backrest and footrest gas-spring operated
Different optional positions
Rolling armrests adjustable in height
Auxiliary reclining tables
Height of seat 50 cm

					
21184	170	60	120	32	0.51

**SILLON PARA EXTRACCIONES DE SANGRE**

Estructura acero cromado
Respaldo y piecero articulados hasta la posición de horizontal
Reposapiernas regulables y desmontables
Largo asiento extendido: 165cm
Altura del asiento 60cm

BLOOD EXTRACTIONS ARMCHAIR

Chromed steel structure
Manual adjustable backrest and footrest to horizontal position
Adjustable and removable armrest
Length of seat extended: 165cm
Height of seat 60cm

					
21180	165	60	135	25	0.60

**SILLON PARA EXTRACCIONES DE SANGRE**

Estructura acero cromado
Respaldo y piecero articulados hasta la posición de horizontal
Reposapiernas regulables y desmontables
Tapizado Ergonómico
Largo asiento extendido: 165cm
Altura del asiento 60cm

BLOOD EXTRACTIONS ARMCHAIR

Chromed steel structure
Manual adjustable backrest and footrest to horizontal position
Adjustable and removable armrest
Ergonomic upholstery
Headrest
Length of seat extended: 165cm
Height of seat 60cm

					
21182	165	60	135	25	0.60

**SILLON PARA PODOLOGIA**

Estructura acero pintado
Respaldo articulado mediante resorte a gas
Asiento inclinación eléctrico
Reposapiernas independientes regulables mediante resorte a gas
Trendelemburg / antitren
Regulable en altura hidráulicamente
Brazos abatibles
Ruedas retráctiles ocultas con sistema de bloqueo

CHIROPDIST ARMCHAIR

Painted steel structure
Back rest gas spring operated
Electric reclining seat
Two independent gas spring adjustable leggingss
Trendelemburg / antitren
Hydraulic adjustable height
Folding arms
Withdrawing-hidden wheels with blocking system

					
21210	180	85	55-85	45	0.84

**SILLON PARA PODOLOGIA**

Estructura acero pintado
Respaldo articulado mediante resorte a gas
Asiento inclinación eléctrico
Reposapiernas independientes regulables mediante resorte a gas
Trendelemburg / antitren
Regulable en altura eléctricamente
Brazos abatibles
Ruedas retráctiles ocultas con sistema de bloqueo

CHIROPDIST ARMCHAIR

Painted steel structure
Back rest gas spring operated
Electric reclining seat
Two independent gas spring adjustable leggingss
Trendelemburg / antitren
Electrical adjustable height
Folding arms
Withdrawing-hidden wheels with blocking system

					
21215	180	85	55-85	45	0.84

**SILLON PARA PODOLOGIA**

- Estructura de acero cromado
- Respaldo articulado mediante resorte a gas hasta la posición de horizontal
- Pieceros articulados, regulables manualmente
- Apoya pies regulable en altura
- Brazos fijos
- Altura de asiento 60cm

CHIROPODIST ARMCHAIR

- Chromed steel structure
- Back rest spring operated until horizontal position
- Manually adjustable footrest
- Footrest adjustable in height
- Fixed armrest
- Height of seat 60cm

					
21203	120	55	112	19	0,53

**SILLON CONVERTIBLE EN CAMA**

- Estructura acero pintado
- Dividido en tres secciones
- Sillón, sillón con pies estirados o (Sillón y piecero articulados hasta la posición horizontal) y sillón convertible en cama horizontal
- Somier extensible y escamoteable
- Altura de Asiento: 35cm
- Largo extendido: 180cm

PATIENT'S ARMCHAIR BED

- Painted steel structure
- Divided in three sections
- Chair, chair with extendible feet section and chair that becomes a full-horizontal bed
- Extendible action and swivel underneath the sit
- Height of seat 35cm
- Extendable Length: 180cm

					
21157	180	80	90	25	0,60

**SILLON DE DESCANSO PARA ENFERMO**

- Estructura acero pintado
- Respaldo abatible a gas
- Reposabrazos abatibles
- Reposapiés escamoteables bajo el asiento con soporte de pies metálico
- Ruedas de 100mm dos de ellas con freno
- Altura del asiento 45cm

HOSPITAL PATIENT'S RESTING ARMCHAIR

- Painted steel structure
- Reclining backrest gas-spring operated
- Folding armrest
- Retractable footrest under the seat
- 100mm rolling wheels. Two with brakes.
- Height of seat 45cm

					
21154	69	83	120	40	0,69

**SILLON DE DESCANSO PARA ENFERMO Y ACOMPAÑANTE**

- Estructura acero pintado
- Respaldo abatible a gas
- Reposabrazos abatibles
- Reposapiés escamoteables bajo el asiento
- OPCIONAL: Reposacabezas con orejeras (Ref 21158.01)
- Altura del asiento 45cm

HOSPITAL PATIENT'S AND COMPANION'S RESTING ARMCHAIR

- Painted steel structure
- Reclining backrest gas-spring operated
- Folding armrest
- Retractable footrest under the seat
- OPTIONAL: Headrest cushion (Code: 21158.01)
- Height of seat 45cm

					
21158	69	83	110	30	0,63

C/ Serranía de Cuenca, 10
Pol. Ind. El Olivar
28500 Arganda del Rey (Madrid) Spain
Telf.: 91 872 96 16
91 872 96 17
91 872 96 18
Fax: 91 872 00 40
info@inmoclinc.com
www.inmoclinc.com

11